


1. Información general

Nombre según Registro Sanitario	OCCLUSION BALLONS-SISTEMAS DE BALON DE OCLUSION - EV3-MEDTRONIC
Nombre comercial	MICRO GUÍA HYPERFORM™
Marcas	MEDTRONIC- EV3
Fabricante	MICRO THERAPEUTICS, INC D/B/A EV3
Número de registro INVIMA	INVIMA 2015DM-0012924
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	17451

2. Descripción del producto



- Se acomoda a ramas laterales
- OTW con mango proximal de mayor empuje
- Su guía crea un sello en la apertura distal garantizando el llenado del Balón
- Actúa como protección evitando que los coils se desplacen al lumen arterial
- Longitud del Shaft de trabajo: 150 cm
- Diametros del balón: 3, 4 y 5 mm
- Longitud del balón: 10, 15, 20 y 30 mm
- Compatible con guía 0.010 (embalada en el empaque)

3. Especificaciones

Aplicaciones	• Aneurismas laterales, remodeling con balón • Test de Oclusión • Vasoespasmo • Trombolisis
Presentación del producto	Caja x 1 unidad
Almacenamiento	Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No conserve los catéteres en lugares en los que queden directamente expuestos a disolventes orgánicos, radiación ionizante o luz ultravioleta.

Revisado por: Alba Tovar
Sr. Clinical Specialist Supervisor

Fecha: 04 oct/21

Aprobado por: Catalina Acosta
Marketing Manager CELA

Fecha: oct /21

Fecha efectiva

Fecha de próxima
revisión

Página 2 de 2

Referencias	Código de barras*
104-4310	
104-4315	
104-4113	
104-4112	
104-4127	
104-4132	
104-4515	
104-4520	
104-4530	

* Validar con el área logística del importador