


1. Información general

Nombre según Registro Sanitario	OCCLUSION BALLONS-SISTEMAS DE BALON DE OCLUSION -
Nombre comercial	HYPERFORM™
Marcas	EV3 - MEDTRONIC
Fabricante	MICRO THERAPEUTICS, INC D/B/A EV3
Número de registro INVIMA	INVIMA 2015DM-0012924
Clasificación del riesgo	III

2. Descripción del producto



- Se acomoda a ramas laterales
- OTW con mango proximal de mayor empuje
- Su guía crea un sello en la apertura distal garantizando el llenado del Balón
- Actúa como protección evitando que los coils se desplacen al lumen arterial
- Longitud del Shaft de trabajo: 150 cm
- Diametros del balón: 4 y 7 mm
- Longitud del balón: 4 y 7 mm
- Compatible con guía 0.010 (embalada en el empaque)

3. Especificaciones

Aplicaciones	• Aneurismas en bifurcación, remodeling con balón • Test de Oclusión • Vasoespasmo • Trombólisis
Presentación del producto	Caja x 1 unidad
Almacenamiento	Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No conserve los catéteres en lugares en los que queden directamente expuestos a disolventes orgánicos, radiación ionizante o luz ultravioleta.

Actualizado por: Alba Tovar Sr. Clinical Specialist Neurovascular		Aprobado por: Catalina Acosta Marketing Manager CELA	Fecha:
---	--	---	--------

Referencias	Código de barras*
104-4470	
104-4770	

* Validar con el área logística del importador