

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario):	Catéteres para hemodiálisis y accesorios Mahurkar, Mahurkar Maxid, Palindrome, Quinton
Nombre Comercial:	Permcath, Kendall
Marcas:	Catéter Doble Lumen Mahurkar Elite
Fabricante Legal:	Covidien
Número de Registro Sanitario:	Covidien LLC. - USA
Fecha de Expiración del Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0003614-R1
Clasificación del Riesgo:	29 de Julio 2029
Código GMDN:	III
	42452

2. Especificaciones

Presentación Comercial	Caja x 5 Unidades.
Composición	Conectores ultem, extensiones de silicona, catéter de poliuretano.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco, alejado de la luz solar.
Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Vida Útil	5 Años

3. Referencias

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
8888212213	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 13 cms extensiones curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.
8888213213	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 13 cms Precurvado	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps, 1 mariposa para sutura.
8888211216	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 16 cms extensiones rectas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.
8888212216	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 16 cms extensiones curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.
8888213216	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 16 cms Precurvado	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps, 1 mariposa para sutura.
8888211220	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 20 cms extensiones rectas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.
8888212220	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 20 cms extensiones curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.

8888211224	Kit Mahurkar Elite 13.5 FR x 24 cms extensiones rectas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.
8888222213	Kit Mahurkar Elite 12 FR x 13 cms extensiones curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.
8888222216	Kit Mahurkar Elite 12 FR x 16 cms extensiones curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 Fr y 14 Fr, apósito Telfa, 2 caps.

4. Descripción del Producto

Características	Catéter vascular no tunelizado doble lumen con extensiones rectas, curvas y precurvado, por su diseño de punta y ranuras alargadas laterales minimiza el porcentaje de recirculación. • Poliuretano. • Radiopaco. • Termosensible. • FR. de 12 y 13.5 que permite manejo de flujos altos. • Presillas de línea duraderas. • Diseño de amplias ranuras laterales en corte laser que reducen probabilidad de oclusión. • Diseño simétrico de la punta que minimiza tasas de recirculación. • Marcas de profundidad para facilitar su uso como una guía visual de inserción. • Alas para suturas transparentes. • Volúmenes de base impresos. • Disponible en kit • Flujo 400 ml/min
Indicaciones de Uso	Los catéteres vasculares Mahurkar, están indicados para: hemodiálisis, aféresis, infusiones, inyección de contraste a presión alta, supervisión de la presión venosa central. Y por sus múltiples diseños y longitudes puede ser de colocación yugular derecha, izquierda, femoral derecha o femoral izquierda.
Contraindicaciones	El cateter no esta previsto para ninguna otra finalidad distintas a la sindicadas en esta ficha técnica .

Complicaciones Potenciales	Hematomas, estenosis, trombosis de vena central, septicemia, trombosis del catéter, infección del sitio de salida, traumatismo de un vaso importante o de la aurícula derecha; embolia gaseosa, taponamiento cardiaco, hemorragia, hemotórax, neumotórax, hematomas subcutáneos, arritmia cardiaca, lesión del plexo braquial.
Advertencias y Precauciones	• El catéter debe ser insertado y retirado únicamente por un médico cualificado. • Las posibles complicaciones debidas al uso de los catéteres en procedimientos ajenos a la hemodiálisis o aféresis son exclusivas responsabilidad de las personas que utilicen el catéter. • No utilice el catéter si se ha dañado o abierto previamente el envase. • Desechar tras su uso: el catéter es para una única inserción. • No intente limpiar ni esterilizar el catéter ni los accesorios. • Cumpla con las fechas de caducidad. • Siga técnicas estériles en todo momento al manipular el catéter. • Purgue el catéter correctamente antes de utilizarlo. Para ello utilice solución salina envasada en jeringa de 10 CC. • Si no se está utilizando el catéter bloque cada lumen con heparina, de acuerdo con las cantidades marcada en cada clamp.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado Por: Nombre: Yenny Carrillo Abella Cargo: Product Specialist Renal Care Solutions	Fecha: 10 Octubre 2016	Aprobado Por: Nombre: Natalia Valbuena Tovar Cargo: Regulatory Affairs Sr. Manager Latam	Fecha: 10 Octubre 2016
--	---------------------------	---	---------------------------