## Medtronic

## **FICHA TECNICA**

LAT-CO-RCS-0012-R1

# CATÉTER PERITONEAL TENCKHOFF

Página 1 de 2

#### 1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)

Nombre Comercial

Marcas

Fabricante Legal

Número de Registro Sanitario

Fecha de expiración del Registro Sanitario

Clasificación del riesgo

Código GMDN

Catéter para diálisis peritoneal y accesorios Swan

Neck, Curl Cath, Oreopoulos Zellerman, Tenckhoff,

Quinton, Kendall

Catéter peritoneal Tenckhoff

Tenckhoff

Covidien Ilc. - USA

INVIMA 2019DM-0003563-R1

7 de Noviembre 2029

IIB

16992

#### 2. Especificaciones

Composición

Presentación Comercial

Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Catéter de silicona, retenedores en dacrón.

Catéter sin kit; Caja Por 1 unidad

Almacenar en lugar fresco, Mantener alejado de la

luz solar.

Esterilizados con Óxido de Etileno y están indicadas

para un único uso.

5 años

Referencias

Vida Útil

Referencia	Descripción	Accesorios		
	Catéter Tenckhoff de 31 cm recto con 1	Tapón protector, Beta Cap		
8812329001	cuff	adaptador, Beta Cap clamp		
	Catéter Tenckhoff de 31 cm recto con 2	Tapón protector, Beta Cap		
8812329002	cuff	adaptador, Beta Cap clamp		

## Medtronic

## FICHA TECNICA

LAT-CO-RCS-0012-R1

# CATÉTER PERITONEAL TENCKHOFF

Página 2 de 2

3. Descripción del Producto				
Indicaciones de Uso	Los catéteres peritoneales Tenckhoff se utilizan para diálisis peritoneal aguda o crónica, en neonatos y pediatría, con 1 o 2 cuff para fijarlo y evitar desplazamiento, con orificios en la punta en forma de atomizador para disminuir el dolor en el ingreso de la solución.			

### **DESCRIPCIÓN**

Catéter Peritoneal recto en su porción subcutánea y en su porción interna puede ser recto o curvo.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Silicona
- Radiopaco
- Con 1 ó 2 manguitos de felpa.
- Sistema de ubicación de los orificios hace que el líquido de diálisis entre en forma de atomización reduciendo el dolor abdominal.
- Disponible para inserción quirúrgica
- Diámetro para paciente pediátrico

# NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por:	Fecha:	Aprobado por:	Fecha:
Nombre: Marly López Villanueva	10-Oct-16		18-Dic-19
Cargo: Regulatory Affairs Specialist		Nombre: José de Jesús Espinosa de	
Revisado por:	Fecha:	la Rosa	
Nombre: Yenny Carrillo Abella	10-Oct-16	Cargo: Sr. Regulatory Affairs	
Cargo: Sr. Product Specialist Renal		Supervisor	
Care Solutions			