


1. Información general

Nombre comercial	Dispositivo de Embolización Pipeline™ Flex con tecnología Shield
Marca / Fabricante	Micro Therapeutics, Inc d/b/a ev3
Número de registro INVIMA	2020DM-0005543-
Clasificación del riesgo	R1
Código GMDN	IIIB

2. Descripción del producto



- Trenza bimetálica de 48 hilos conformada por Cromo Cobalto (75%) y Platino Tungsteno (25%)
- Premontado en un sistema de liberación – guía de entrega de acero inoxidable.
- Adición de enlace covalente de Fosforilcolina en la malla, con disminución del perfil trombogénico y mayor seguridad para el paciente
- Compatible con Microcater 0.027" para su liberación.
- Capacidad de despliegue parcial (90%), recuperación y reposicionamiento cuando sea necesario.
- Posee dos mecanismos de acción:
 1. Divisor de Flujo
 2. Re- Endotelización con disminución del riesgo de trombosis arterial post implante

3. Especificaciones

Aplicaciones	El dispositivo de embolización Pipeline™ Flex es un dispositivo que está diseñado como tratamiento endovascular para aneurismas cerebrales, desviando el flujo de sangre del aneurisma, proporcionando una embolización duradera del saco mientras mantiene la permeabilidad del vaso principal. Especialmente indicado en Aneurismas complejos, recanalizados, gigantes, fusiformes entre otros. Mayor seguridad para el paciente, perfil trombogénico disminuido
Presentación del producto	Caja x 1 unidad.
Almacenamiento	Conserve el Pipeline™ Flex en un lugar seco entre los 10° y 32°C.
Referencias	Código de barras

Revisado por: Alba Tovar
Sr. Clinical Specialist Supervisor

Fecha: 04 oct/21

Aprobado por: Catalina Acosta
Marketing Manager CELA

Fecha: oct /21

Fecha efectiva

Fecha de próxima
revisiónPágina 2 de 3

PED2-250-10
PED2-250-12
PED2-250-14
PED2-250-16
PED2-250-18
PED2-250-20
PED2-275-10
PED2-275-12
PED2-275-14
PED2-275-16
PED2-275-18
PED2-275-20
PED2-300-10
PED2-300-12
PED2-300-14
PED2-300-16
PED2-300-18
PED2-300-20
PED2-300-25
PED2-300-30
PED2-300-35
PED2-325-10
PED2-325-12
PED2-325-14
PED2-325-16
PED2-325-18
PED2-325-20
PED2-325-25
PED2-325-30
PED2-325-35
PED2-350-10
PED2-350-12
PED2-350-14
PED2-350-16
PED2-350-18
PED2-350-20
PED2-350-25
PED2-350-30
PED2-350-35
PED2-375-10
PED2-375-12
PED2-375-14
PED2-375-16
PED2-375-18
PED2-375-20
PED2-375-25
PED2-375-30
PED2-375-35
PED2-400-10
PED2-400-12
PED2-400-14
PED2-400-16
PED2-400-18
PED2-400-20
PED2-400-25
PED2-400-30
PED2-400-35

Fecha efectiva

Fecha de próxima
revisión

Página 3 de 3

PED2-425-10
PED2-425-12
PED2-425-14
PED2-425-16
PED2-425-18
PED2-425-20
PED2-425-25
PED2-425-30
PED2-425-35
PED2-450-10
PED2-450-12
PED2-450-14
PED2-450-16
PED2-450-18
PED2-450-20
PED2-450-25
PED2-450-30
PED2-450-35
PED2-475-10
PED2-475-12
PED2-475-14
PED2-475-16
PED2-475-18
PED2-475-20
PED2-475-25
PED2-475-30
PED2-475-35
PED2-500-10
PED2-500-12
PED2-500-14
PED2-500-16
PED2-500-18
PED2-500-20
PED2-500-25
PED2-500-30
PED2-500-35