

FICHA TECNICA

Medtronic

LAT-CO-SI(HW,VS&ES)-
022-R0

CANULAS DE COAGULACION Y SUCCION

Página 1 de 3

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Electrosurgical Generators / Generadores de Electrocirugía Accesorios, Consumibles, Software y Repuestos
Nombre Comercial	SUCTION COAGULATOR
Marcas	Valleylab, Force, Force FX, Force EZ, Reliant, Cleancoat, Edge, Cool-Tip, Surgistat, Liga Suture, Ligasure, Ligasure Atlas, Ligasure Impact, Ligasure Advance, Ligasure Precise, Covidien, Medtronic
Fabricante Legal	Covidien, 5920 Longbow Drive, 80301, Boulder, Colorado - USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2019EBC-0001750-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	30-Julio-2029
Clasificación del riesgo	IIB
Código GMDN	61869

2. Especificaciones

Composición	Polyolefin
Presentación Comercial	Unidad
Condiciones de Almacenamiento	Evitar la exposición prolongada a temperaturas elevadas
Método de esterilización	Radiación
Referencias	

FICHA TECNICA



LAT-CO-SI(HW,VS&ES)-
022-R0

CANULAS DE COAGULACION Y SUCCION

Página 2 de 3

Referencia	Descripción
E2608-6	Valleylab™ Suction Coagulator 8 Fr/Ch (2.67 mm) , 6" (15.24 cm)
E3305	Valleylab™ Suction Coagulator 12 Fr/Ch (4.0 mm), 6" (15.24 cm)
E3310	Valleylab™ Suction Coagulator 10 Fr/Ch (3.33 mm), 6" (15.24 cm)

3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	El SUCTION COAGULATOR se utiliza para procedimientos de Otorrinolaringología

DESCRIPCIÓN

Cánula de coagulación aspiración que reduce el riesgo de quemaduras orales

CARACTERISTICAS:

- Ofrecen un mejor rendimiento y seguridad.
- Algunos Modelos cuentan con un diseño patentado de la zona fría que reduce la temperatura del eje
- Activación Manual
- Material Tubo Aislado: Polyolefin

Descripción por referencia

Referencias	Descripción	Código de barras
E2608-6	Diámetro: 2.7mm – 8Fr Longitud Útil: 15.24cm	7707281620981
E3305	Diámetro: 12Fr Longitud Útil: 15cm Incluye Zona Fría	
E3310	Diámetro: 10Fr Longitud Útil: 15cm	

FICHA TECNICA



CANULAS DE COAGULACION
Y SUCCION

LAT-CO-SI(HW,VS&ES)-
022-R0

Página 3 de 3

	Incluye Zona Fría	
--	-------------------	--

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Cargo:	Fecha:	Aprobado por: Nombre: Cargo:	Fecha:
Revisado por: Nombre: Cargo:	Fecha:		