


1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Parietene macroporous mesh / Malla macroporosa
Nombre Comercial	Parietene
Marcas	Malla macroporosa
Fabricante	Parietene,Sofradim,Covidien,Medtronic
Número de Registro Sanitario	Sofradim Production
Fecha de expiración del Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0000381-R1
Clasificación del riesgo	28-Marzo-2027
Código GMDN	IIB
	60300

2. Especificaciones

Composición	Malla de polipropileno monofilamentosa y macroporosa
Presentación Comercial	Caja x 3 Unidades, Caja x 1 Unidad.
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura ambiente
Método de esterilización	Dispositivo estéril de un solo uso. Esterilizado con óxido de etileno. No lo reesterilice.
Vida Útil	5 Años
Referencias	

Referencias	Descripción
PPM1106X3	Parietene Macroporous Mesh
PPM1510	Parietene Macroporous Mesh
PPM1515	Parietene Macroporous Mesh
PPM1515X3	Parietene Macroporous Mesh
PPM3030	Parietene Macroporous Mesh
PPM4530	Parietene Macroporous Mesh

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

La malla macroporosa Parietene™ está diseñada para reparar hernias u otros defectos fasciales que requieran añadir un material de refuerzo.

DESCRIPCIÓN

Malla de polipropileno monofilamentosa macroporosa.

La malla macroporosa Parietene™ se ofrece en una malla plana y precortada. La malla precortada facilita la reparación de las hernias inguinales mediante el método anterior utilizando una técnica sin tensión.

Características

Tamaño de los poros

2,0 x 2,4 mm

Densidad de la superficie

Densidad óptima de la superficie de 46g/m²

Resistencia mecánica

Diseño macroporoso que no altera la resistencia en el caso de reparaciones abiertas extraperitoneales de hernia ventral o inguinal

Tejido equilibrado

Facilita el uso de la malla, se adapta a la pared abdominal y se puede recortar para con seguir el tamaño deseado sin que se deshilache

Transparente

Mejor visualización para ayudar a la colocación y fijación de la malla

Efecto memoria

Ofrece el equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Andrés Acevedo	Firma: Fecha:	Originado por: Nombre:	Firma: Fecha:
Revisado por: Nombre: July González	Firma: Fecha:	Aprobado Por: Nombre:	Firma: Fecha: