

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL REM POLYHESIVE™ II

MARCA Valleylab

CLASIFICACION Electrodo de retorno REM, con hidrogel de baja impedancia

REGISTRO INVIMA 2017EBC-0000505R-1

DESCRIPCION

- Placa Adulto Largo 18 cm, Ancho 11.5 cm
- Placa Pediátrica Largo 12 cm, Ancho 9.5 cm
- Placa Neonatal Largo 10 cm, Ancho 5.5 cm



CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho mas gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Envía y monitorea un circuito de interrogación entre las dos placas del electrodo y el generador, cuando el nivel de resistencia se desvía de un área predeterminada, el sistema desactiva el electrodo activo y alerta al personal con una alarma audible y una luz.

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar.

CONDICIONES ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado a temperatura ambiente, en su empaque original, completamente cerrado y sellado. Evitar sitios con excesivo calor .

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E7507	Placa REM con cable Adulto	Unidad
E7509	Placa REM sin cable Adulto	Unidad
E7510-25	Placa REM con cable Pediátrica	Unidad
E7512	Placa REM con cable Neonatal	Unidad

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	PLACA PARA EQUIPO DE ABLACION COOL TIP
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Electrodo de retorno para equipo de Ablación por radiofrecuencia
REGISTRO INVIMA	2007EBC-0000505

DESCRIPCION

- Placa Estándar para Ablación por Radiofrecuencia Cool- Tip

CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho mas gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Envía y monitorea un circuito de interrogación entre las dos placas del electrodo y el generador, cuando el nivel de resistencia se desvía de un área predeterminada, el sistema desactiva el electrodo activo y alerta al personal con una alarma audible y una luz.

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de equipo de ablación por radio frecuencia Cool-Tip.

CONDICIONES ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado a temperatura ambiente, en su empaque original, completamente cerrado y sellado. Evitar sitios con excesivo calor .

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE VENTA
DGP-HP	ELECTRODO DE RETORNO DE ABLACION	UNIDAD

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	INFANT REM POLYHESIVE™ II
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Electrodo de retorno REM Pediátrico, con hidrogel de baja impedancia
REGISTRO INVIMA	2007EBC-0000505

DESCRIPCION

- Placa REM Pediatrica Largo 12 cm, Ancho 9.5 cm



CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho mas gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Envía y monitorea un circuito de interrogación entre las dos placas del electrodo y el generador, cuando el nivel de resistencia se desvía de un área predeterminada, el sistema desactiva el electrodo activo y alerta al personal con una alarma audible y una luz.

APLICACIONES

Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar en pacientes entre 2.7 y 13.6 Kg.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E7510-25

Placa REM con cable Pediátrica

unidad

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	NEONATAL REM POLYHESIVE II™
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Electrodo de retorno REM, con hidrogel de baja impedancia
REGISTRO INVIMA	2007EBC-0000505

DESCRIPCION

- Placa REM Neonatal Largo 10 cm., Ancho 5.5 cm.
Área de contacto: 2.1"x 3.7"
Área Polyhesive: 1.9"x 3.3"
Borde de adhesivo de acrílico: 0.2"



CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho mas gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Envía y monitorea un circuito de interrogación entre las dos placas del electrodo y el generador, cuando el nivel de resistencia se desvía de un área predeterminada, el sistema desactiva el electrodo activo y alerta al personal con una alarma audible y una luz.

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar en pacientes entre 1 y 6 libras

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DEVENTA
E7512	Placa REM con cable Neonatal	Unidad

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL REM POLYHESIVE II™

MARCA Valleylab

CLASIFICACION Electrodo de retorno REM, con hidrogel de

REGISTRO INVIMA 2007EBC-0000505

DESCRIPCION

- Placa REM Adulto sin cable Largo 18 cm., Ancho 11.5 cm.



CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho más gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Envía y monitorea un circuito de interrogación entre las dos placas del electrodo y el generador, cuando el nivel de resistencia se desvía de un área predeterminada, el sistema desactiva el electrodo activo y alerta al personal con una alarma audible y una luz.



APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar.

CODIGO**E7509****E0560****DESCRIPCION****Placa REM sin cable Adulto****Cable para placa REM E7509****UNIDAD DE VENTA****Unidad****Unidad****COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL **POLYHESIVE II STANDAR™**

MARCA Valleylab

CLASIFICACION Electrodo de retorno estándar con hidrog

REGISTRO INVIMA 2007EBC-0000505



DESCRIPCION

- Placa Estándar Adulto Largo 18 cm, Ancho 11.5 cm

CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho más gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Libre de Latex

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar en generadores sin sistema de monitoreo de contacto entre la placa y el paciente.

CODIGO**DESCRIPCION****UNIDAD DE VENTA****E7506****Placa estandar Adulto****Unidad****COVIDIEN***positive results for life™*



COVIDIEN

positive results for life™

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL REM POLYHESIVE II™

MARCA Valleylab

CLASIFICACION: Electrodo de retorno REM, con hidrogel de

REGISTRO INVIMA No requiere

DESCRIPCION

- Placa REM Adulto Largo 18 cm, Ancho 11.5 cm

CARACTERISTICAS

- Gel adhesivo conductor con base de polímero que evita la migración de gel.
- Proporciona un recubrimiento grueso que enfría y se adhiere a la piel.
- Capa de adhesivo conductor en el electrodo es menos viscosa y mucho más gruesa.
- Suministra un alto contenido de humedad al paciente para disminuir el nivel de impedancia y favorecer así la conductividad del paciente.
- Reduce el riesgo de desalojo del electrodo debido a invasión de fluidos.
- Envía y monitorea un circuito de interrogación entre las dos placas del electrodo y el generador, cuando el nivel de resistencia se desvía de un área predeterminada, el sistema desactiva el electrodo activo y alerta al personal con una alarma audible y una luz.

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar.



CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E7507

Placa REM con cable Adulto

Unidad



COVIDIEN

positive results for life™

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	COAGULADORES DE SUCCION
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Coagulador electroquirúrgico con succión
REGISTRO INVIMA	No requiere

DESCRIPCION



- Coagulador control pie: 10 FR
15.24 cm. de Long.
- Coagulador control manual: 10 FR
15.24 cm. de long.

APLICACIONES:

- Procedimientos quirúrgicos de Otorrinolaringología.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E2610-6	Coagulador con succión control manual
E2505-10FR	Coagulador con succión control pie

Unidad
Unidad

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL

MARCA

Valleylab

CLASIFICACION

Lápiz Electroquirúrgico control manual

REGISTRO INVIMA

207EBC0000505

DESCRIPCION



ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE:

➤ Activacion Tipo Rocker:

- Con Funda de Protección
- Sin Funda de Protección

CARACTERISTICAS:

- Base del toma corriente sellada: Componente interno para activación encapsulado, previniendo así una auto-activación por invasión de fluidos.
- Botón de retroalimentación táctil para prevenir una activación accidental.
- Sujeción y balance ergonómico para comodidad.
- Hex-lock antirotacion que asegura con firmeza al electrodo a lo largo de todo el procedimiento.
- Acepta electrodos estándar con diámetro de 0.24 cm.

APLICACIONES

Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

**E2515 Lápiz Electroquirurgico control manual
Sin Funda de Proteccion**

Unidad

**E2515H Lápiz Electroquirurgico Control Manual
con Funda de Proteccion**

Unidad**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	REM POLYHESIVE II TM
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Electrodo de retorno, con hidrogel de baja impedancia
REGISTRO INVIMA	No requiere

DESCRIPCION



ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE:



- Con Funda de Protección
- Sin Funda de Protección

CARACTERISTICAS

- Diseño del mango Único, similar al de un instrumento quirúrgico facilitando al cirujano la sujeción cerca de la punta para un mayor control.
- Diseño ergonómico del mango texturizado provee una sujeción segura en ambientes irrigados.
- Acepta electrodos de 3/32" para mayor versatilidad.
- Cable integrado y electrodo tipo cuchilla removible para mayor conveniencia.
- Empaque Estéril.

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E2504**Lápiz Electroquirúrgico control pie
Sin Funda de Protección****Unidad****E2504H****Lápiz Electroquirúrgico
Con Funda de Protección****Unidad****COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	STAINLESS STEEL EXTENDED BLADE ELECTRO
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Punta de extensión larga para electro
REGISTRO INVIMA	No requiere



DESCRIPCIÓN:

Pala de electro bisturí accesorio para ser utilizada en procedimientos de difícil acceso, que requieren una mayor longitud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Longitud de 16.51 cms.

Longitud de punta activa de 2.54 cms.

APLICACIONES:

Utilizada en todas las especialidades quirúrgicas como urología, Ginecología, cirugía general, cirugía de tórax y en general todo procedimiento con difícil acceso

CODIGO**DESCRIPCION****UNIDAD DE EMPAQUE**

E1551-6

Punta de Extensión para Electrobisturí

Caja por 50 Unds

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL **ELECTRODO EDGE™**

MARCA Valleylab

CLASIFICACION Punta de Electrobisturi

REGISTRO INVIMA No requiere



DESCRIPCION

Electrodo recubierto con Silicon Elastomerico

CARACTERISTICAS

- Arrastre menor
- Coagulacion mejorada debido a que es menos probable que se pegue el tejido, o cause renovacion del resangramiento.
- Puede ser usado en todas las modalidades electroquirurgicas.
- Se limpia con facilidad.
- Amplia variedad de configuraciones, incluyendo cuchillas y agujas con aislamiento.

APLICACIONES

- Todo procedimiento quirurgico que requiera el uso de monopolar.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E 1450X	Electrodo en espátula EDGE de 6.35 cm	Caja x 50 Unidades
E1450-4	Electrodo en Espátula EDGE de 10.16 cm	Caja x 50 Unidades
E1450-6	Electrodo en Espátula EDGE de 16.51 cm	Caja x 50 Unidades

**COVIDIEN***positive results for life™*

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL **ELECTRODO LLETZ Y ELECTRODO BOLA**

MARCA Valleylab

CLASIFICACION Electrodo Accesorios

REGISTRO INVIMA 2008EBC-0001750



DESCRIPCION



- **Construccion:** Asa de Tungsteno y Bola de Acero Inoxidable
- **Diametro:** 3/32" (0.24 cm)
- **Longitud:** 13 cm
- **Compatible con:** Todos los lapices Valleylab

CARACTERISTICAS:

- Todos los Electrodo en Asa Lletz están fabricados de Tungsteno

APLICACIONES

- Asas (LLetz): Procedimientos ginecologicos, Histeroscopias, Resecciones.
- Bola: Histeroscopias, Se utilizan en combinacion con las Asas. Deseccion y Hemostasia.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

E1550

Electrodo Bola en Acero

Caja x 150 Unidades

E1559

Electrodo Asa en Tungsteno

Caja x 10 Unidades

E1552

PUNTA CORTA C. PLASTICA-PED

Unidad

**COVIDIEN***positive results for life™*



COVIDIEN

positive results for life™

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL **COOL-TIP ELECTRODE**

MARCA: VALLEYLAB

CLASIFICACION: Electrodo de Ablación por Radiofrecuencia

INVIMA: No requiere

DESCRIPCION

- **Construccion:** Electrodo Simple y Electrodo Triple
- **Exposición de la Punta Electrodo Simple:** 1,2 y 3 cm
- **Largo del Electrodo Simple:** 10,15,20 y 25 cm
- **Exposición de la Punta Electrodo Triple:** 2,5 cm
- **Largo del Electrodo Triple:** 10, 15 y 20 cm



CARACTERISTICAS:

Punta permeada por Agua fría, Acople térmico, Calibre 17 (4, ,

APLICACIONES

Ablación de Tumores pequeños en Hígado, Riñón, Pulmón, Mama y Hueso.

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD DE VENTA

ACT-1020	Electrodo de 10cm Exposición de 2,0cm	Unidad
ACT-1030	Electrodo de 10cm Exposición de 3,0cm	Unidad
ACT-1510	Electrodo de 15cm Exposición de 1,0cm	Unidad
ACT-1520	Electrodo de 15cm Exposición de 2,0cm	Unidad
ACT-1530	Electrodo de 15cm Exposición de 3,0cm	Unidad
ACT-2020	Electrodo de 20cm Exposición de 2,0cm	Unidad
ACT-2030	Electrodo de 20cm Exposición de 3,0cm	Unidad
ACT-2530	Electrodo de 25cm Exposición de 3,0cm	Unidad
ACTC-1025	Electrodos de 10cm Exposición de 2,5cm	Unidad
ACTC-1525	Electrodos de 15cm Exposición de 2,5cm	Unidad
ACTC-2025	Electrodos de 20cm Exposición de 2,5cm	Unidad




COVIDIEN

positive results for life™

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	Lápiz Reliant
MARCA	Valleylab
CLASIFICACION	Lápiz Electroquirúrgico control manual
REGISTRO INVIMA	No requiere



DESCRIPCION

Los lápices RELIANT están completamente probado y tienen la aprobación de los estándares de la CE (Comunidad Europea).

ESPECIFICACIONES:

- Lápiz con mecanismo de Activación Manual Tipo Botón.
- Base del toma corriente sellada: Componente interno para activación encapsulado, previniendo así una auto-activación por invasión de fluidos.
- Perfil de diseño más delgado, sujeción y balance ergonómico, reduce la fatiga de la mano del cirujano.
- Cordón flexible. Longitud 4.6m.
- Esteril

APLICACIONES

Todo procedimiento quirúrgico que requiera el uso de monopolar.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE VENTA
VL2600DB	Lápiz Reliant Activación Manual	Caja X 50 Unidades

**COVIDIEN***positive results for life™*

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL**Monopolar Adapter****MARCA**

VALLEYLAB

CLASIFICACION

Adaptador Monopolar para Laparoscopia

REGISTRO INVIMA

2007EBC-0000505



DESCRIPCION

Adaptador para Electrobisturí de activación Monopolar para instrumentos estándar de uso laparoscópico.

ESPECIFICACIONES:

- Adaptador universal
- Acepta accesorios de activación estándar.

APLICACIONES

Todo procedimiento quirúrgico de laparoscopia que requiera el uso de monopolar.

CODIGO**DESCRIPCION****UNIDAD DE VENTA**

E0502-1

Adaptador Monopolar Universal

Unidad

**COVIDIEN***positive results for life™*

