#### **FICHA TECNICA**

## Medtronic

### **PARIETEX PROGRIP LAPAROSCOPICA**

LAT-CO-SI(SY,SO&MS)-011-R1

Página 1 de 3



Producto (Según Registro Sanitario)

Nombre Comercial

Marcas

Fabricante Legal

Número de Registro Sanitario

Fecha de expiración del Registro Sanitario

Clasificación del riesgo

Código GMDN

Malla Quirurgica Parietex Progrip

Parietex Progrip Laparoscopica

Covidien, Progrip, Medtronic

Sofradim prodution

INVIMA 2020DM-0004549-R1

23-Enero-2030

Ш

44756

#### 2. Especificaciones

Composición La malla está hecha de poliéster monofilamento

> tejido, con clavijas reabsorbibles de ácido poliláctico monofilamento en un lado y una película reabsorbible hecha de colágeno de origen porcino y glicerol, en el

otro lado.

Presentación Comercial

Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Vida Útil

Empaque individual

Temperatura 20-25°C

Humedad relativa permanente Máximo 65%.

Oxido de etileno

3 Años

Referencias

Referencias	Descripción
LPG1510	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh
LPG1612	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh
LPG1614	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh
LPG1309AR	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh
LPG1309AL	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh
LPG1510AK2	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh
LPG1510AL	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh

### **FICHA TECNICA**

# **Medtronic**

### PARIETEX PROGRIP LAPAROSCOPICA

LAT-CO-SI(SY,SO&MS)-011-R1

Página 2 de 3

	LPG1612AR	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh			
	LPG1612AL	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh			
	LPG1510AR Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh				
	LPG1510X2	Progrip Laparoscopic Self - Fixating Mesh			
3. Descripción del Producto					
Indicaciones de Uso		Reparación de	hernias inguinales e incisionales.		
		Refuerzo de tejio	Refuerzo de tejidos blandos durante la reparación de		
		hernias inguinale	s por vía laparoscópica.		

#### **DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

- Composición: Poliéster monofilamento con microgrips de fijación absorbibles.
- Capa de colágeno de rápida absorción sobre el lado posterior para fácil despliegue (reabsorción menor a un día).
- Color: Blanco con marca verde para orientación medial.
- Tamaño de poro: 1,8 x 1,8 mm
- Peso inicial antes de absorción 82g/m²
- Peso final después de absorción 49 g/m²

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Andrés Acevedo Sotelo Cargo:	Firma:	Originado por: Nombre: Cargo:	Firma:
	Fecha: 12-Dec- 2019		Fecha:

# **Medtronic**

#### **FICHA TECNICA**

LAT-CO-SI(SY,SO&MS)-011-R1

## PARIETEX PROGRIP LAPAROSCOPICA

Página 3 de 3

Revisado por: Nombre: July González	Firma:	Aprobado Por: Nombre: Cargo:	Firma:
	Fecha:		Fecha: