

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

QUICK SERTER (MMT-305QS)


Medtronic



El nuevo dispositivo de inserción Quick-serter™ de MiniMed™ está indicado como una ayuda para insertar los dispositivos compatibles (Quick-set). Está destinado a utilizarse en un solo paciente.

Medidas de la caja: 15 cm x 10 cm x 5 cm

Componentes:



- (A) Mango
- (B) Ranura para el tubo
- (C) Botón de liberación
- (D) Botones laterales

Especificaciones:

	Nuevo MiniMed QuickSert	BENEFICIOS
Indicaciones para su uso	"... indicado como una ayuda de dispositivos compatibles".	Proporciona al usuario su utilización con MiniMed Quick-set
Color	Verde y gris	Guías verdes a mano, para cargar e insertar

Diámetro	1.95 inches (1 inch =2.5 cm)	La base más amplia reduce la posibilidad de que los adhesivos se peguen a las paredes internas
Manija de carga	Empuñadura ergonómica más grande	Más fácil de coger y de cargar
Botón activador	Ranura alrededor del botón	Mejora en la presión y en el agarre; reduce el disparo accidental
Botón de liberación	Botón de liberación bien diferenciado	Se libera la infusión de manera más clara y sencilla; se puede cargar el equipo de infusión boca abajo
Ranura	Nuevo hueco	Hace que resulte más fácil de coger y de quitar las pestañas adhesivas