

Kit de tunelizador extensión SenSight™ Especificaciones

Consulte el etiquetado para obtener detalles completos del producto.

B31030

Kit de tunelizador extensión Sensight™

INVIMA 2022DM-0025192

La herramienta de tunelizador incluye:

- (1) Una Varilla de tunelización con mango, (3) tres puntas y (2) dos portadores. Incluye la documentación del producto y tarjeta de garantía.

Los kits de tunelizador de la extensión SenSight™ de Medtronic se utilizan con un sistema de neuroestimulación para estimulación cerebral profunda (DBS). El tunelizador de la extensión SenSight™ es la herramienta de tunelización para pasar la(s) extensión(es) SenSight™ desde el bolsillo del INS hasta la incisión de conexión del cable y la extensión.

Tabla 1. Kit de tunelizador de la extensión SenSight™ Modelo B31030

Descripción	Valor
Área de superficie	Longitud de la varilla de tunelización ^b 40,0 cm Diámetro de la varilla de tunelización 4,8 mm Diámetro de la punta simple 5,2 mm Diámetro de la punta doble 7,4 mm Diámetro de la punta de cuña 6,9 mm Diámetro del portador simple 6,2 mm Diámetro del portador doble 7,4 mm
Materiales y sustancias a las que el paciente puede ser expuesto ^{b,c,d}	Acero inoxidable ^e , resina acetálica, titanio

- a) Todas las medidas son aproximadas.
- b) La longitud de la varilla de tunelización se mide desde la parte inferior del mango hasta el extremo distal de la varilla de tunelización.
- c) Antes del procedimiento, comente con el paciente las alergias y otras intolerancias relacionadas con los materiales.
- d) Los materiales mencionados se han ordenado de la mayor a la menor cantidad.
- e) Contiene níquel. El níquel se utiliza en aleaciones de metales, como el acero inoxidable, y es un alérgeno conocido.




Figura 1. Componentes del kit del Modelo B31030.




Figura 1. Extensión de la herramienta de tunelización.

- ① Mango

② Varilla de tunelización

③ Extremo roscado

④ Punta simple

⑤ Punta doble
- ⑥ Punta de cuña

⑦ Puntas

⑧ Portador simple

⑨ Portador doble

⑩ Portadores

Productos relacionados

Tabla de compatibilidad	
Extensión	Kit de extensión SenSight™ B3400040
	Kit de extensión SenSight™ B3400060
	Kit de extensión SenSight™ B3400095

Compatibilidad

Advertencia: Utilice únicamente componentes SenSight™ con otros componentes SenSight™, a menos que el etiquetado del producto indique otra compatibilidad específica. No utilice componentes incompatibles. La utilización componentes incompatibles puede dañar el componente, provocar una estimulación intermitente o la pérdida de la estimulación y hacer necesaria una sustitución o revisión mediante una intervención quirúrgica.

Medtronic Colombia Av. Calle 116 # 7-15 Oficina 1101, Torre Cusezar Bogotá, Colombia Tel: +57 1 7427300	Medtronic Argentina Vedia 3616, 2º Piso, C1430DAH Buenos Aires, Argentina Tel: +54(11) 5789 8500	Medtronic Chile Rosario Norte 532, Piso 12 Los Condes, Región Metropolitana Santiago, Chile Tel: +56 2258 14993	Medtronic México Av. Insurgentes Sur 863 Piso 15 y 16 Benito Juárez, Nápoles, 03810, Ciudad de México Tel: 01 55 1102 9030	Medtronic Perú Av. Javier Prado Este 492, Cercado de Lima 15046 Perú Tel: +51 1 611 8700	Medtronic Panamá ARIFA Business Plaza piso 8 Santa María Business District Llano Bonito Panamá Tel: +507 271 7200	Medtronic Costa Rica VMG Business Center Guachipelin, Escazú San José Costa Rica Tel: +506 2293 4854
---	---	--	--	--	---	--

© 2022 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y otros, son, en conjunto marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.