

### 1. Información General



|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Producto (Según Registro Sanitario)        | MICROGUÍA X-PEDION™                              |
| Nombre Comercial                           | Microguía X-pedion™                              |
| Marcas                                     | MEDTRONIC, EV3                                   |
| Fabricante Legal                           | Micro Therapeutics, Inc. D/B/A EV3 Neurovascular |
| Número de Registro Sanitario               | INVIMA 2014DM-0011189                            |
| Fecha de expiración del Registro Sanitario | 29/04/2024                                       |
| Clasificación del riesgo                   | III                                              |
| Código GMDN                                |                                                  |

### 2. Especificaciones

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición                   | Núcleo: Hyten (Acero inoxidable sometido a tratamiento especial en frío, muy elástico) |
| Presentación Comercial        | Caja x 1 unidad                                                                        |
| Condiciones de Almacenamiento | Conserve en un lugar seco y fresco.                                                    |
| Método de esterilización      | Óxido de Etileno                                                                       |
| Vida Útil                     | 3 Años                                                                                 |
| Referencias                   | 103-0605-200                                                                           |

### 3. Descripción del Producto

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de Uso | La sonda guía hidrófila ha sido concebida para el uso intravascular general para asistir con la ubicación selectiva de catéteres en la vasculatura periférica y cerebral durante procedimientos de diagnóstico y/o terapéuticos. el dispositivo no ha sido concebido para ser utilizado en arterias coronarias. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Descripción

- Núcleo: Hyten (Acero inoxidable sometido a tratamiento especial en frío, muy elástico)
- Punta maleable y atraumática

- Diseño cónico para mejor navegación
- Cobertura distal Hidrofílica
- Diametro externo proximal: 0.012"
- Diametro externo distal: 0.010"
- Longitud de 200 cm
- Coil distal de Platino
- Longitud del Coil de 10 cm

|                                                                                   |        |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Originado por:<br>Nombre: Alba Tovar<br>Cargo: Sr. Clinical Specialist Supervisor | Fecha: | Aprobado por:<br>Nombre: Catalina Acosta<br>Cargo: Marketing Manager | Fecha:<br>Mayo 2021 |
| Revisado por:<br>Nombre: Sandra B. Riaño A.<br>Cargo: Sr. Product Specialist      | Fecha: |                                                                      |                     |