

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO													
Nombre:	GUÍA DE INTUBACIÓN	GUÍA DE INTUBACIÓN													
Fabricante:	Well Lead Medical CO. LTD.														
Importado por:	BIOPLAST SAS														
Marca:	Golden Care														
Vida Útil:	5 años														
Procedencia:	CHINA														
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1														
Vigencia:	07/10/2026														
Clasificación de riesgo:	Ila														
Método de esterilización	EO														
Descripción y uso del producto	Las guías de intubación son utilizadas en la asistencia para intubación endotraqueal con punta redondeada y suave para minimizar el trauma del paciente durante el proceso de intubación. Se adapta fácilmente a cualquier forma deseada para la intubación con tubo traqueal. Baja fricción entre el estilete y el tubo traqueal para una fácil inserción y extracción, extremo de punta distal suave. La funda suave y resbaladiza se extiende más allá del extremo metálico distal para formar una punta atraumática para reducir el trauma durante la intubación.														
	<table><tr><th>TAMAÑO</th><th>TUBO APLICABLE</th><th>LONGITUD</th></tr><tr><td>6 Fr/ch</td><td>< 3.5 mm</td><td>302</td></tr><tr><td>10 Fr/ch</td><td>4.0 – 5.0 mm</td><td>310</td></tr><tr><td>14 Fr/ch</td><td>>5.0</td><td>390</td></tr></table>			TAMAÑO	TUBO APLICABLE	LONGITUD	6 Fr/ch	< 3.5 mm	302	10 Fr/ch	4.0 – 5.0 mm	310	14 Fr/ch	>5.0	390
	TAMAÑO	TUBO APLICABLE	LONGITUD												
	6 Fr/ch	< 3.5 mm	302												
	10 Fr/ch	4.0 – 5.0 mm	310												
14 Fr/ch	>5.0	390													
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso de un solo paciente. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto														
Advertencias	Ninguna conocida.														
Composición	PVC. Aluminio														
Contraindicaciones	Ninguna conocida.														
Numero de Re-usos	Producto Descartable.														
Presentación comercial:	Empaque: Unidad en Papel grado médico. Embalaje: Caja por 20 Unidades.														
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.														
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”														

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz