

DIRECCIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA BOLSA DE OSTOMÍA DOS PIEZAS (COLOSTOMÍA) Código: FT-DT-168

Versión: 0

Fecha: 2022 Mar 14 Página: 1 de 2

| INFORMACIÓN GENERAL | | COMPONENTES DEL PRODUCTO | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|
| Nombre: | BOLSA DE OSTOMÍA DOS PIEZAS (COLOSTOMÍA) | | | |
| Marca: | OXMED | | | |
| Vida Útil: | 5 Años | | | |
| Procedencia: | ALEMANIA | | | |
| Fabricante: | OxMed International | | | |
| Importador: | BIOPLAST S.A.S | | | |
| Registro Sanitario INVIMA: | 2021DM-0024650 | CZB6V | | |
| Vigencia: | 11/2031 | Zensiy | | |
| Clasificación de | I | | | |
| riesgo: | • | | | |
| Método de esterilización | N/A | | | |
| Descripción y uso del producto | Sistema de dos piezas diseñada para la recolección de desechos del tracto digestivo a través de una abertura en la pared abdominal llamada estoma. Este modelo funciona en conjunto con una barrera independiente sobre la cual se ensambla la bolsa. La bolsa consiste en un depósito de material plástico que garantiza la hermeticidad. Esta recubierto de material no tejido, todos los modelos cuentan un filtro de carbón activado, y una válvula para desgasificación. Para facilitar la inspección de la estoma esta bolsa también esta disponible en material transparente en tamaño de 60 mm. | | | |
| Indicaciones y precauciones de uso | Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. Uso de un solo paciente. Preserve y mantenga limpia el área de la estoma. Antes de su utilización el apósito está protegido por una película que tiene impresa una guía de diámetros de corte. Este atento a cualquier hipersensibilidad y/o alergias. | | | |
| Advertencias | Ninguna conocida | · | | |
| Composición y presentaciones | BOLSA. Fabricada en polietileno de baja recubierta en material no tejido en su parte externa para aislar el efecto térmico sobre la piel y evitar incomodidad en el paciente. Color piel (mayor discreción). BARRERA: Fabricada de material hidrocoloide e hipo alergénico de bajo impacto tisular. Libre de látex. Tamaños: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm y 80 mm. | | | |
| Contraindicaciones | Ninguna conocida | | | |
| Numero de Re-usos | Un solo uso. Producto | Un solo uso. Producto Descartable. | | |
| Presentación comercial: | Embalaje: Caja por 15 | ıbalaje: Caja por 15 Unidades | | |
| Condiciones Almacenamiento | Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. | | | |

| | ELABORO | REVISO | APROBÓ |
|--------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| CARGO | Asistente SGC | Director Técnico | Gerente General |
| NOMBRE | Maicol Perilla Triana | Nicolás Pinzón Hernández | Gustavo Pinzón Díaz |



DIRECCIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA BOLSA DE OSTOMÍA DOS PIEZAS (COLOSTOMÍA)

Código: FT-DT-168

Versión: 0

Fecha: 2022 Mar 14 Página: 2 de 2

| | • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos. | |
|-------------------|---|--|
| Disposición Final | La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades" | |

| | ELABORO | REVISO | APROBÓ |
|--------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| CARGO | Asistente SGC | Director Técnico | Gerente General |
| NOMBRE | Maicol Perilla Triana | Nicolás Pinzón Hernández | Gustavo Pinzón Díaz |