

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	BARRERA HIDROCOLOIDE	BARRERA HIDROCOLOIDE CUADRADA	
Marca:	OXMED		
Vida Útil:	5 Años		
Procedencia:	ALEMANIA		
Fabricante:	OxMed International		
Importador:	BIOPLAST S.A.S		
Registro Sanitario INVIMA:	2021DM-0024650		
Vigencia:	11/2031		
Clasificación de riesgo:	I		
Método de esterilización	N/A		
Descripción y uso del producto	La barrera cutánea que se adhiere a la piel alrededor de la estoma está elaborada de material hidrocoloide como adhesivo que evita la irritación de la piel y garantiza la hermeticidad.		
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Uso de un solo paciente. • Preserve y mantenga limpia el área de la estoma. • Este atento a cualquier hipersensibilidad y/o alergias.		
Advertencias	Ninguna conocida		
Composición y presentaciones	BARRERA: Fabricada de material liviano hidrocoloide e hipo alérgico de bajo impacto tisular. Libre de látex. PRESENTACIÓN: 20 x 20 cm		
Contraindicaciones	Ninguna conocida		
Numero de Re-usos	Un solo uso. Producto Descartable.		
Presentación comercial:	Embalaje: Caja por 5 Unidades		
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición Final	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”		

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz