

DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA ESPECULO OTOSCOPIO

Código: FT-DT-082

Versión: 0 Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO		
Nombre:	ESPECULO			
	OTOSCOPIO			
Fabricante:	BIOPLAST S.A.S			
Marca:	BIOLIFE	1. Zona de		
Vida Útil:	5 Años	inserción al oído.		
Procedencia:	Colombia	moororon ar orao.		
Registro Sanitario INVIMA:	2019DM-0019716	Zona de ensamble al		
Vigencia:	30 Abril 2029	otoscopio		
Clasificación de	1	•		
riesgo:				
Método de esterilización	No aplica			
Descripción y uso del producto	Accesorio diseñado de forma ergonómica para la exploración visual del oído interno con ayuda de un otoscopio. Disponible en dos tamaños: Pediátrico: Diámetro en la zona de inserción al oído: 2.7 mm Diámetro en la zona de ensamble al otoscopio: 14.95 mm Longitud de la pieza: 33.5 mm Adulto: Diámetro en la zona de inserción al oído: 5.03 mm Diámetro en la zona de ensamble al otoscopio: 14.73 mm Longitud de la pieza: 33 mm			
Indicaciones y precauciones de uso	 Debe ser implantado por personal profesional Conservar en un lugar fresco y seco. Uso desechable. 			
Advertencias	Ninguna conocida			
Composición	Polipropileno			
Contraindicaciones	Ninguna conocida			
Numero de Re-usos	Producto desechable, uso de un solo paciente.			
Presentación comercial:	60 unidades en bolsa plástica			
Condiciones de almacenamiento	 Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos. 			
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades".			

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz