

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-100
	FICHA TECNICA BATA QUIRURGICA	Versión: 0 Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	BATA QUIRURGICA	Bata Quirúrgica Puño Algodón	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.S		
Marca:			
Vida Útil:	5 Años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	No requiere		
Vigencia:	No aplica		
Clasificación de riesgo:	I		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Bata desechable para cirugía, largo ¾ a la rodilla, manga larga con puño de algodón resortado, cuello redondo, con abertura y tiras de amarre atrás, fabricada en material SMS de 35 grms, que actúa como barrera para evitar contacto con sangre y fluidos, para protección del profesional. Nivel 2		
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso de un solo paciente.		
Advertencias	Ninguna conocida		
Composición	Material SMS		
Contraindicaciones	Ninguna conocida		
Numero de Re-usos	Un solo uso. Producto Descartable.		
Presentación comercial:	Empaque: Bolsa de polietileno de baja densidad Alta protección y resistencia Embalaje: Caja de cartón corrugado Contenido: 100 unidades		
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición Final	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”		

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz