

	DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: HS-DT-217
	HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO SONDA FOLEY LATEX	Versión: 0 Fecha: 2023 Ene 20 Página: 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA		
Nombre del producto:	SONDA FOLEY LATEX	
Registro sanitario:	2017DM-0000327-R1	
Uso del producto:	Sonda Foley de látex para la cateterización urinaria permanente. Codificación de colores para identificar el tamaño. Válvula para inflar el balón de plástico (Conexión Luer-lock). Libre de aguja.	
Clasificación del riesgo:	IIa	
Importado por:	BIOPLAST S.A.S	
Dirección:	Carrera 90A No. 64C-89 Bogotá, Colombia	
Teléfono :	601 438 22 24	
Página Web :	www.bioplast.co	
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		
SALUD: 1	INFLAMABLE: 0	REACTIVIDAD: 0
Puede generar irritación en los ojos por acción mecánica o por mala manipulación	Producto no clasificado como inflamable.	Producto Estable. No es reactivo cuando es mezclado con agua.
3. COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES		
COMPONENTE	MATERIAL	
Sonda y Balón	Látex recubierto en Silicona	
Dispositivo para inflar balón	PVC	
4. PRIMEROS AUXILIOS		
Tras contacto con la piel:	No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos después de procesado el material.	
Tras contacto con los ojos:	No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos.	
Tras Inhalación:	No aplica. Producto no tóxico. Efectos adversos no esperados ni conocidos.	
Tras Ingestión:	No se considera una vía probable de ingestión en su forma natural. En caso de ingestión puede causar obstrucción; no inducir el vómito. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.	
5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO		
Características:	No existe un peligro específico de incendio o explosión. El producto puede generar humos peligrosos durante un incendio.	
Medio de extinción:	El producto encendido puede producir gases irritantes y causar quemaduras en la piel.	
Equipo de protección personal:	Usar espuma, químico seco o dióxido de carbono.	
Prevenir incendio:	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado contra incendio y gases.	
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL		
No Aplica.		
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO		
El sistema de se debe diseñar de tal forma que evite el daño de los envases y empaques y se mantenga la integridad del elemento estéril. Para el transporte de los elementos es recomendable utilizar carros y o recipientes cerrados especialmente destinados para este fin, que permitan el aislamiento del paquete de los factores externos que puedan afectar su esterilidad. Las personas encargadas de manipular los paquetes deben mantener las normas de asepsia.		
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL		
Protección Personal:	No requiere protección respiratoria, para manos y ojos.	
Medidas de Higiene:	Lavar bien las manos luego de usar el producto.	

	DIRECCIÓN TÉCNICA	Código: HS-DT-217
	HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO SONDA FOLEY LATEX	Versión: 0 Fecha: 2023 Ene 20 Página: 2 de 2

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
Estado Físico:	Sólido.
Solubilidad:	Insolubles en agua
Color:	Amarilla
Componentes	Sonda, Balón, Dispositivo para inflar balón
Olor:	Característico.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad Química:	Es estable en condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Evitar el calor, llamas u otra fuente de combustión. La exposición a altas temperaturas puede producir descomposición del producto.
Material a evitar:	Ninguno.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
No posee peligro alguno.	
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
El producto no se considera peligroso para el medio ambiente.	
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN	
• Disponer de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. • Si el producto no ha sido usado puede tratarse como un Residuo No Peligroso Reciclable. • Si el producto fue usado se debe tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa roja, para luego ser llevado al sitio de almacenamiento temporal y posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.	
14. OTRA INFORMACIÓN	
• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Producto estéril. • Uso de un solo paciente Importado por BIOPLAST S.A.S La información aquí expuesta es presentada con buena fe y se presume que es fiable y correcta hasta la fecha de publicación. Los datos suministrados en este documento describen tan solo las medidas de seguridad en el manejo del producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.	