

	DIRECCION TECNICA	Código: HS-DT-004
	HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO BOLSA DRENAJE URINARIO	Versión: 0 Fecha: 2021-Sep-01 Página: 1 de 2

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	Bolsa drenaje urinario
Registro sanitario:	2020DM-0006057 R1
Uso del producto:	Análisis y recuento de muestras en laboratorio clínico.
Clasificación del riesgo:	I
Fabricante:	BIOPLAST S.A.S
Dirección:	Carrera 90A No. 64C-89 Bogotá, Colombia
Teléfono :	438 22 24
Página Web :	www.bioplastsa.com

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

SALUD: 0	INFLAMABLE: 0	REACTIVIDAD: 0
Producto no clasificado como peligroso. No genera irritación.	Producto no clasificado como inflamable.	Producto Estable. No es reactivo cuando es mezclado con agua.

3. COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Las partes que conforman la bolsa de drenaje y sus materiales son los siguientes:

COMPONENTE	MATERIAL
Bolsa de PVC escala graduada	PVC Atóxico Grado Médico
Tubo de evacuación de gases	PVC Atóxico Grado Médico
Tubo de llenado	PVC Atóxico Grado Médico
Tubo de evacuación	PVC Atóxico Grado Médico
Conector sonda	ABS
Clamp anti-goteo	ABS
Soporte de transporte	Polipropileno
Tapón de conector para sonda	Polipropileno

4. PRIMEROS AUXILIOS

Tras contacto con la piel:	No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos después de procesado el material.
Tras contacto con los ojos:	No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos.
Tras Inhalación:	No aplica. Producto no tóxico. Efectos adversos no esperados ni conocidos.
Tras Ingestión:	No se considera una vía probable de ingestión en su forma natural. En caso de ingestión puede causar obstrucción; no inducir el vómito. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Características:	No existe un peligro específico de incendio o explosión. El producto puede generar humos peligrosos durante un incendio.
Medio de extinción:	El producto encendido puede producir gases irritantes y causar quemaduras en la piel.
Equipo de protección personal:	Usar espuma, químico seco o dióxido de carbono.
Prevenir incendio:	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado contra incendio y gases.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

No Aplica.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Almacenar y transportar el producto alejado de temperaturas extremas para evitar alteraciones en la apariencia.
- El producto se debe conservar en un lugar seco, limpio y fresco.
- Las instalaciones de almacenamiento deben estar protegidas de la contaminación que proviene del exterior y garantizar el control de vectores y roedores.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Personal:	No requiere protección respiratoria, para manos y ojos.
Medidas de Higiene:	Lavar bien las manos luego de usar el producto.

	DIRECCION TECNICA	Código: HS-DT-004
	HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO BOLSA DRENAJE URINARIO	Versión: 0 Fecha: 2021-Sep-01 Página: 2 de 2

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Sólido.
Solubilidad:	Insoluble en agua.
Color:	Bolsa transparente con escala en color azul.
Componentes	Tapón conector para sonda tonalidad azul claro.
Olor:	Característico.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Es estable en condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Evitar el calor, llamas u otra fuente de combustión. La exposición a altas temperaturas puede producir descomposición del producto.
Material a evitar:	Ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No posee peligro alguno.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

El producto no se considera peligroso para el medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

• Disponer de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. • Si el producto no ha sido usado puede tratarse como un Residuo No Peligroso Reciclable. • Si el producto fue usado se debe tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa roja, para luego ser llevado al sitio de almacenamiento temporal y posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
--

14. OTRA INFORMACIÓN

• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Producto no estéril. • Uso de un solo paciente Fabricado por BIOPLAST S.A.S La información aquí expuesta es presentada con buena fe y se presume que es fiable y correcta hasta la fecha de publicación. Los datos suministrados en este documento describen tan solo las medidas de seguridad en el manejo del producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.
