

DIRECCION TECNICA

HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO CEPILLO PARA CITOLOGÍA ENDOCERVICAL Código: HS-DT-044 Versión: 0

Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 2

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA				
		Cepillo para Citología Endocervical		
		2015DM-0013774		
		Toma de muestras celulares del cuello uterino en el área		
•		ndocervical,	a través del examen de citología.	
Clasificación del riesgo:			<u> </u>	
		BIOPLAST S.A.S		
		Carrera 90A No. 64C-89		
В		Bogotá, Colombia		
		438 22 24		
9		www.bioplast.co		
2. IDENTIFIC		CACION DE PELIGROS		
SALUD: 0	INFLAMABLE: 0		REACTIVIDAD: 0	
Producto no clasificado como	Producto no clasificado	como	Producto Estable. No es reactivo cuando es	
peligroso. No genera irritación. inflamable.		mezclado con agua.		
		MACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES		
Las partes que conforman el cepil		ateriales sor	ı los siguientes:	
COMPONENTE MATERIA	L			
 Cerdas Nylon 				
 Mango Polietileno 	de alta densidad			
	4. PRIM	IEROS AUX		
Tras contacto con la piel:		No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos		
		después de procesado el material.		
Tras contacto con los ojos:		No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos.		
		No aplica. Producto no tóxico. Efectos adversos no		
Tras Inhalación:		esperados ni conocidos.		
		No se considera una vía probable de ingestión en su forma		
Tras Ingestión:		natural. En caso de ingestión puede causar obstrucción; no		
		inducir el vómito. Obtenga atención médica si se presentan		
		síntomas.		
5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO				
Características:		No existe un peligro específico de incendio o explosión. El		
		incendio.	puede generar humos peligrosos durante un	
Medio de extinción:		El producto encendido puede producir gases irritantes y		
Medio de extinción.		causar quemaduras en la piel.		
Equipo de protección personal:		Usar espuma, químico seco o dióxido de carbono.		
Prevenir incendio:			peros deben llevar equipo de protección apropiado	
Prevenii incendio.		contra incendio y gases.		
	6. MEDIDAS EN CAS		FIDO ACCIDENTAL	
No Aplica.				
TTO TIPITOU.	7. MANIPULACIO	ΌΝ Υ ΔΙ ΜΔ	CENAMIENTO	
Almacenar y transportar el producto alejado de temperaturas extremas para evitar alteraciones en la apariencia.				
 El producto se debe conservar en un lugar seco, limpio y fresco. 				
 Las instalaciones de almacenamiento deben estar protegidas de la contaminación que proviene del exterior y garantiza. 				
el control de vectores y roedores.				
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL				
			ere protección respiratoria, para manos y ojos.	
		Lavar bien las manos luego de usar el producto.		
Medidas de Higiene: Lavar bien las manos luego de usar el producto. 9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS				
Estado Físico:		Sólido.		
Solubilidad:		Insoluble en agua.		
Color:		Tonalidad Rojo		
Olor:		Característico.		
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD				



DIRECCION TECNICA

HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO CEPILLO PARA CITOLOGÍA ENDOCERVICAL

Código: HS-DT-044 Versión: 0

Fecha: 2021 Sep 01 Página: 2 de 2

Estabilidad Química:	Es estable en condiciones normales de almacenamiento.			
Condiciones a evitar:	Evitar el calor, llamas u otra fuente de combustión. La			
	exposición a altas temperaturas puede producir			
	descomposición del producto.			
Material a evitar:	Ninguno.			
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA				
No posee peligro alguno.				
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA				
El producto no se considera peligroso para el medio ambiente.				
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN				

- asianas lasalas y nasianalas
- Disponer de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
- Si el producto no ha sido usado puede tratarse como un Residuo No Peligroso Reciclable.
- Si el producto fue usado se debe tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa roja, para luego ser llevado al sitio de almacenamiento temporal y posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.

14. OTRA INFORMACIÓN

- Uso bajo supervisión de un profesional del área médica.
- Producto no estéril.
- Uso de un solo paciente.
- Referencias: Cepillo cilíndrico Cepillo Cónico.

Fabricado por BIOPLAST S.A.S

La información aquí expuesta es presentada con buena fe y se presume que es fiable y correcta hasta la fecha de publicación. Los datos suministrados en este documento describen tan solo las medidas de seguridad en el manejo del producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.