



FICHA TÉCNICA

FT-DT 016

Versión: **22**

14-02-2024

TAPABOCAS CON ELÁSTICO Y 4 TIRAS ALFASAFE®



NOMBRE GENÉRICO	Mascarilla Facial / Cubre bocas con elástico o cuatro Tiras.
NOMBRE COMERCIAL	Mascarilla Quirúrgica con elástico o cuatro tiras
MARCA	ALFASAFE ®
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Médico
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004976-R1 VIGENCIA 12 de septiembre de 2029 2014DM-0012154 VIGENCIA 01 de diciembre de 2024 2016DM-0015524 VIGENCIA 22 de noviembre de 2026
TIPO DE RIESGO	Clase I Riesgo Bajo
VIDA ÚTIL	5 AÑOS



FICHA TÉCNICA

FT-DT 016

Versión: **22**

14-02-2024

DESCRIPCIÓN	• Dispositivo Médico no estéril, descartable. • Fabricado en polipropileno no tejido. • Diseño con tres pliegues. • Disponible en tiras o elásticos. • Desechable, hipo alérgico, soporte nasal anatómico. • Colores blanco y azul. • Evita el paso e inhalación del polvo y filtro de partículas a partir de 3 micras.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Humedad Relativa: MÁXIMA 70% • Temperatura: MÁXIMA 32C° • Almacenar en lugar fresco y seco. • Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad del producto.
USOS	• Verifique que el empaque del tapabocas no esté averiado o abierto. En cualquiera de estos casos verifique el contenido y la calidad del producto. • El tapabocas o mascarillas debe ser colocado antes de ponerse los guantes, y debe ser retirado después de quitarse los guantes. • Deben ser cambiados entre paciente y paciente o cuando esté visiblemente manchado. La vida útil de cada tapabocas se estima en uso máximo de 8 horas. • Nunca retire los tapabocas o mascarillas por el frente, hágalo por la tira de goma o tela. • Preferiblemente no retirarse del consultorio o lugar de trabajo con el tapabocas o mascarilla colocado en la cara o en el cuello. • Deben permitir la respiración de manera cómoda. • No deben empañar los lentes de protección. • Deben tener olor agradable o ser inodoros. • No deben tocar los labios ni los orificios nasales. • Debe recordar que el aire caliente y húmedo es bueno para la replicación de microorganismos, si la mascarilla está húmeda o mojada debe ser desechada por lo anterior se recomienda controlar el tiempo de su uso.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	• Dispositivo para un solo uso. • No almacenar en ambientes húmedos. • No utilizar si el empaque se encuentra abierto. • Desechar el producto después de las 8 horas de uso.
DISPOSICIÓN FINAL	• Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. • En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo".



FICHA TÉCNICA

FT-DT 016

Versión: **22**

14-02-2024

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TAPABOCAS CON ELÁSTICO	TAPABOCAS 4 TIRAS
Tela no tejida 100% polipropileno	Tela no tejida 100% polipropileno
Capa externa 30g/m ² (±2%)	Capa externa 30g/m ² (±2%)
Capa interna 20g/m ² (±2%)	Capa interna 20g/m ² (±2%)
Filtración de tela 20g/m ² (±2%)	Filtración de tela 20g/m ² (±2%)
Tamaño: 17.7 cm x 9,5 x 9 x 17.5 cm	Tamaño: 17.7 cm x 9.5 x 11 x 39 cm
Número de tiras: 2 unidades elásticas	Número de tiras: 4 unidades de tela
Largo Tiras elásticas: 17.5 ± 2cms	Largo Tiras De Amarre: 39 ± 2cms
Nombre del Material	Spun bond 100% POLIPROPILENO (PP)
Largo del puente nasal	Mínimo 8 cm máximo 11 cm
Fuerza de ruptura del punto entre la mascarilla	No es menor a 10N
Superficie	Anti-humedad
Eficiencia de la filtración	La eficiencia de la filtración de partículas de la mascarilla va desde el 97% hasta el 99.8%.



FICHA TÉCNICA

FT-DT 016

Versión: **22**

14-02-2024

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CORRUGADO
No aplica	MPROTPE001	TAPABOCA ELASTICO AZUL x unidad	No aplica	2.000 Unidad
No aplica	MPROTPE002	TAPABOCA ELASTICO BLANCO x 1.	No aplica	2.000 Unidad
No aplica	MPROTPE004	TAPABOCA 4 TIRAS BLANCO x unidad	No aplica	2.000 Unidad
No aplica	MPROTPE009	TAPABOCA CON ELASTICO AJUSTABLE AZUL	No aplica	3.240 Unidad
7707228361939 (EAN 13) 1770722836193 (EAN 14)	ROTPE001	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE AZUL EMP IND (Paquete x 50)	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS
7707228836636 (EAN 13) 1770722836192 (EAN 14)	ROTPE002	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE BLANCO EMP IND (Paquete x 50)	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS
7707228360284 (EAN 13) 1770722836028 (EAN 14)	ROTPE004	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE BLANCO (Paquete x 6)	PAQUETE X 6 UNIDADES	100 PAQUETES
7707228360123 (EAN 13) 1770722836012 (EAN 14)	ROTPE005	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE AZUL (Paquete x 12)	PAQUETE X 12 UNIDADES	120 PAQUETES
7707228360274 (EAN 13) 1770722836027 (EAN 14)	ROTPE006	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE BLANCO (Paquete x 12)	PAQUETE X 12 UNIDADES	120 PAQUETES
7707228360130 (EAN 13) 1770722836013 (EAN 14)	ROTPE007	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE AZUL (Paquete x 50)	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS
7707228360895 (EAN 13) 1770722836089 (EAN 14)	ROTPE008	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE BLANCO (Paquete x 50)	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS
7707228367290 (EAN 13) 1770722836729 (EAN 14)	ROTPE016	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE AZUL (Paquete x 30)	BOLSA X 30 UNIDADES	40 PAQUETES
7707228372829 (EAN 13) 17707228372888 (EAN 14)	ROTPE023	TAPABOCA ELASTICO ALFASAFE AZUL (Paquete x 6)	PAQUETE X 6 UNIDADES	100 PAQUETES
7707228372713 (EAN 13) 17707228372710 (EAN 14)	ROTPE030	TAPABOCA ELÁSTICO ALFASAFE AZUL	BOLSA X 32 UNIDADES	40 PAQUETES
7707228369584 (EAN 13) 17707228369581 (EAN 14)	ROTPE031	TAPABOCA ELÁSTICO ALFASAFE BLANCO	BOLSA X 180 UNIDADES	18 PAQUETES
7707228360710 (EAN 13) 17707228360717 (EAN 14)	ROTPT001	TAPABOCA 4 TIRAS PREMIUM ALFASAFE AZUL x 50.	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS
7707228366361 (EAN 13) 17707228366368 (EAN 14)	ROTPT002	TAPABOCA 4 TIRAS PREMIUM ALFASAFE BLANCO x 50.	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS