

FICHA TÉCNICA

FT – DT 015 Versión: **10** 05 – 09 - 2018

GORRO CIRCULAR AJUSTABLE ALFA SAFE®



NOMBRE GENERICO	Gorro Circular con Resorte Recoge pelos	
NOMBRE COMERCIAL	Gorro circular ajustable no estéril	
MARCA	ALFASAFE ®	
REGISTRO SANITARIO	No Requiere Registro Sanitario Certificación N° 2014008577	

	-
DESCRIPCIÓN	 Gorro circular ajustable no estéril ALFASAFE ® No invasivo, de uso transitorio Hilos trenzados de Polipropileno SPP 21g ± 2 Color azul y blanco Talla estándar
CARACTERÍSTICAS	 El Gorro Circular ajustable, es un producto de Bioseguridad diseñado bajo los mejores estándares de calidad para ser usado por el personal médico y paciente, unisex, no genera presión es confortable, higiénico, antialérgico, descartable. Diseño en presentación de color azul y blanco, permite un mayor confort y cobertura. Sistema de sujeción con elástico Contribuye a la prevención de infecciones Posee bajo contenido de pelusas que evita la Aero-transportación de contaminantes
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	 Humedad Relativa: MÁXIMA 70% Temperatura: MÁXIMA 32C° Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.
ESTÁNDARES NORMATIVOS	Los gorros circulares ajustables cumplen con los requisitos establecidos por la norma Estándar FZ/T 60005-91.
usos	 Es un producto médico quirúrgico no invasivo, de uso transitorio. Diseñado para ser usado en áreas limpias, como pabellones quirúrgicos y laboratorios.





FICHA TÉCNICA

FT – DT 015 Versión: **10** 05 – 09 - 2018

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Dispositivo para un solo uso. • Verifique que el empaque del gorro circular no se encuentre averiado. En cualquier de estos casos verifique su contenido y/o deseche la según su estado. • Abra el extremo del empaque y retire el gorro evitando la contaminación del mismo. • Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, si se tiene en cuenta lo siguiente: "Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."		
DISPOSICIÓN FINAL	 Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo" 		

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO





Material: SPP 21g ± 2 Color: blanco y azul Talla: estándar.

Talla estándar	Dimensiones (cm)		
	Α	E	E(open)
	26	11	46
Tolerancia	±2	±2	±2

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad Mínima de Venta)	UNIDAD DE EMBALAJE
ROGRC001	GORRO CIRCULAR AJUSTABLE ALFASAFE AZUL X 12 UND	PAQUETE X 12 UND	50 PAQUETES
ROGRC002	GORRO CIRCULAR AJUSTABLE ALFASAFE BLANCO X 12 UND	PAQUETE X 12 UND	50 PAQUETES
ROGRC003	GORRO CIRCULAR AJUSTABLE ALFASAFE AZUL X 100 UND	PAQUETE X 100 UND	10 PAQUETES
ROGRC004	GORRO CIRCULAR AJUSTABLE ALFASAFE BLANCO X 100 UND	PAQUETE X 100 UND	10 PAQUETES