

	FICHA TÉCNICA	FT-DT 073
		Versión: 6
		12-05-2023

APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODÓN ALFASAFE®




NOMBRE GENÉRICO	Aplicador de madera
NOMBRE COMERCIAL	Aplicador de madera punta algodón
MARCA	ALFASAFE®
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0010403
VIGENCIA DEL REGISTRO	21 octubre 2023
TIPO DE RIESGO	Clase I – Bajo Riesgo
VIDA ÚTIL	3 años

DESCRIPCIÓN	• Es un dispositivo médico no estéril • Esterilizable • Libre de astillas • Desechable de uso transitorio
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	• Está hecho de palo de madera y algodón absorbente • El algodón es de algodón 100% absorbente, la vara de madera es cortada rotatoriamente.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Almacene en lugar fresco y seco. Evitando los rayos directos del sol. • TEMPERATURA: Máxima 32°C • HUMEDAD: Máxima 70%
ESTÁNDARES NORMATIVOS	Los Aplicadores de madera ALFA SAFE cumplen con la norma ASTM F1980-2007 // GB / T 2828.1 que es equivalente a ISO2859-1: 1999 ANSI-ASQ Z1.4-2003

	FICHA TÉCNICA	FT-DT 073
		Versión: 6
		12-05-2023

USOS	- El Aplicador de madera punta algodón está diseñado para procedimientos de muestreo en orificios del cuerpo, tales como boca, nariz y oídos, frotis de manos, garganta monitoreo microbiológico a superficies, equipos para marcas áreas de cirugía. - Aplicador con punta de algodón para limpieza, eliminación de residuos, recolección de muestras de diagnóstico, tratamiento de heridas y para la aplicación de medicamentos tópicos.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	No introducir los aplicadores en fosas nasales, ni en canales auditivos. Para uso externo. <i>“Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.”</i>
DISPOSICIÓN FINAL	- Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 24 Desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. - En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro radioactivo. - Desechar de acuerdo a la norma (nunca reutilizar el producto).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



(L1)	(L2)	(D1)	(D2)
150.0±4.0mm	15.0±4.0mm	5.0±1.5mm	2.2±0.2mm

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad de Venta)	UNIDAD DE EMBALAJE
ORAM001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODÓN x 20 UND	PAQ X 20 UND	1000 PAQUETES /20000 UNIDADES
ORAM002	APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODÓN x 100 UND	PAQ X 100 UND	100 PAQUETES /10000 UNIDADES
ORAM006	APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODÓN ESTERIL x 3 UND	PAQ X 3 UND	5000 PAQUETES /15000 UNIDADES