

	FICHA TÉCNICA		FT-DT 138
			Versión: 2
			02-05-2023

URINE BAG SINGLE USE - BOLSA DE ORINA PARA USO ÚNICO - SISTEMA DE DRENAJE URINARIO - BOLSA DE ORINA




NOMBRE GENÉRICO	URINE BAG SINGLE USE - BOLSA DE ORINA PARA USO UNICO - SISTEMA DE DRENAJE URINARIO - BOLSA DE ORINA
NOMBRE COMERCIAL	URINE BAG SINGLE USE - BOLSA DE ORINA PARA USO UNICO - SISTEMA DE DRENAJE URINARIO - BOLSA DE ORINA ALFASAFE®
MARCA	ALFASAFE®
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Médico
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019472
VIGENCIA	28/02/2029
TIPO DE RIESGO	Clase I Riesgo
VIDA ÚTIL	5 AÑOS

	FICHA TÉCNICA	FT-DT 138
		Versión: 2
		02-05-2023

MATERIAS PRIMAS	• Sistema de drenaje urinario. • Empaque para esterilización.
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN	• Esterilización por Óxido de Etileno. • Material en PVC y PE.
CARACTERÍSTICAS	El sistema de drenaje urinario (bolsa de orina) contiene un tubo de extensión de 100 a 150 cm, semirrígido no colapsable, que permite el flujo de la orina sin obstrucciones.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Humedad Relativa: Máxima 70%. • Temperatura: Máxima 30°C • Almacenar en lugar limpio y seco. evitando los rayos directos del sol. • Proteger de inadecuadas condiciones de almacenamiento.
USOS	La bolsa de orina se utiliza clínicamente para reducir y almacenar el fluido corporal o en la orina con el tubo de micción y la prevención de la infección cruzada de una infección u otra complicación del tratamiento eficazmente.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	• Dispositivo para un solo uso. • Una vez abierto el empaque, utilizarlo en el menor tiempo posible con el fin de evitar contaminación. • No almacenar en ambientes húmedos. • No utilizar si el empaque se encuentra averiado y/o abierto.
DISPOSICIÓN FINAL	• Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. • En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

NÚMERO	PARTE	MATERIAL
1	Tapa conectora	PE
2	Conector Samp	PE
3	Tubo de entrada	PVC
4	Percha	PE
5	Filtro	
6	Válvula de retención	PVC
7	Cuerpo de la Bolsa	PVC
8	Tubo de salida	PVC
9	Válvula cruzada PP	PVC
10	Abrazadera	PE

	FICHA TÉCNICA	FT-DT 138
		Versión: 2
		02-05-2023



1. Tapa conectora
2. Conector Samp
3. Tubo de entrada
4. Percha
5. Filtro
6. Valvula de retenció
7. Cuerpo de la bolsa
8. Tubo de salida
9. Valvula Cruzada
10. Abrazadera

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad Mínima de Venta)	UNIDAD DE EMBALAJE
BLOR001	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO - BOLSA DE ORINA	BOLSA X 10 UNIDADES	CORRUGADO X 100 UNIDADES