


## FICHA TÉCNICA

FT-DT 090 Versión: **2** 21-08-2018

BATA QUIRURGICA ANTIFLUIDO NO ESTÉRIL ALFA SAFE ®



NOMBRE GENÉRICO	Bata no estéril				
NOMBRE COMERCIAL	Bata Anti Fluido No Estéril				
MARCA	ALFASAFE ®				
TIPO DE PRODUCTO	Producto Médico				
REGISTRO SANITARIO	No Requiere Registro Sanitario Certificación Nº 2014008577				

DESCRIPCIÓN	<ul> <li>Material polipropileno no tejido SMS 35 g.</li> <li>Repelente de fluidos / líquidos no transpirable, suavidad al tacto.</li> <li>Medidas: 127 cm de largo x 150 de ancho</li> <li>Material cuello: SMS 40g</li> <li>Cinturón: material SMS 35 g, medidas 65 cm x 4,5 cm</li> <li>Color: azul claro celeste y azul oscuro.</li> <li>Sistema de cierre: tiras ajustables sellado ultrasonido, libre de hebras, talla única.</li> <li>Nº de tiras: 4 unidades de tiras</li> <li>Material capa de refuerzo: PP+PE 30 g</li> </ul>
CARACTERÍSTICAS	•La BATA QUIRURGICA ANTIFLUIDO NO ESTÉRIL ALFASAFE. Supera estándares de la calidad, seguridad y comodidad, ofreciendo protección y confort necesario para el personal médico. Evita el contacto corporal del tronco, miembros superiores e inferiores, protegiéndolos de peligros relacionados con labores que implican exposición a sustancias de laboratorio y/o secreciones corporales.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul> <li>Humedad Relativa: MÁXIMA 70%</li> <li>Temperatura: MÁXIMA 32C°</li> <li>Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.</li> <li>Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.</li> </ul>



## FICHA TÉCNICA

FT-DT 090
Versión: <b>2</b>
21-08-2018

USOS	•La bata quirúrgica anti fluido ALFA SAFE es un producto no estéril, de uso transitorio para un sólo uso (Desechable) diseñado para proteger prendas de vestir y las partes del cuerpo de las personas que las portan y evitar contaminación potencial de las áreas limpias con la ropa de calle.					
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul> <li>Producto para un solo uso.</li> <li>Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, si se tiene en cuenta lo siguiente</li> <li>"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."</li> </ul>					
DISPOSICIÓN FINAL	Desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.					

## **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

		Dimensiones (Unidad: cm)													
talla única	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	11	12	J	K	L	M	GRAMAJE
	117	155	60	30	61	44	62	115	78	4	35	6	6	17	(TELA g):
Tolerancia	± 2	± 2	± 2	± 2	±2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 1	±2	±2	±2	±2	35g

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CORRUGADO
ROBTN011	BATA Qx ANTIFLUIDO ALFASAFE AZUL SMS 35 (Unidad)	BOLSA X 10 UNIDADES	40 UN. X CAJA
ROBTN004	BATA Qx ANTIFLUIDO ALFASAFE AZUL SMS 35 EMP INDIV (Unidad)	BOLSA X 1 UNIDAD	40 UN. X CAJA