


BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL ALFA SAFE ®



NOMBRE GENÉRICO	Bata Quirúrgica Estándar
NOMBRE COMERCIAL	Bata Quirúrgica Estéril Azul Bata Quirúrgica Azul
MARCA	ALFASAFE ®
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Médico
REGISTRO SANITARIO	2014DM-0011792
FECHA DE VENCIMIENTO	24/09/2024
VIGENCIA	5 AÑOS
TIPO DE RIESGO	Clase I

DESCRIPCIÓN	•Material polipropileno no tejido SMS 35 g. •Repelente de fluidos / líquidos no transpirable, suavidad al tacto. •Medidas: 130 cm de largo x 150 de ancho •Material cuello: SMS 40g •Cinturón: SMS 35 g, medidas 65 cm x 4,5 cm •Color: azul •Sistema de cierre: Tiras ajustables sellado ultrasonido, libre de hebras, talla única. •Nº de tiras: 4 unidades de tiras.
CARACTERÍSTICAS	•La BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL ALFASAFE®. Supera estándares de calidad, seguridad y comodidad, ofreciendo protección y confort necesario. • Evita el contacto corporal del tronco, miembros superiores e inferiores. • Es un producto no invasivo estéril. • De uso transitorio para un sólo uso (Desechable).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	•Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 32C° •Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal



FICHA TÉCNICA

FT – DT 043

Versión: **5**

05 – 09 - 2018

	probablemente afectará la calidad de los productos.
USOS	• La bata quirúrgica estéril y no estéril ALFA SAFE es un producto diseñado para proteger prendas de vestir y las partes del cuerpo de las personas que las portan y evitar contaminación potencial de las áreas limpias con la ropa de calle. • Se recomienda lavado de manos antes y después de utilizar la ropa desechable para minimizar la contaminación. • Abra el extremo del empaque y retire la prenda a utilizar evitando la contaminación de la misma. Después de abierto el sobre favor utilizarlo en el menor tiempo posible. Deseche la prenda desechable una vez ya utilizada.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	• Producto para un solo uso. • Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, si se tiene en cuenta lo siguiente <i>"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."</i>
DISPOSICIÓN FINAL	• Desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Talla única	Dimensiones (Unidad: cm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	I	Y
	130	150	60	20.5	70	8	60	29	72	119	7.5	63
Tolerancia	±2	±2	±1	±1	±2	±1	±2	±1	±2	±2	±1	±1

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CORRUGADO
ROBTN005	BATA Qx ALFASAFE AZUL SMS 35 EMP INDIV (Unidad)	BOLSA X 1 UNIDAD	100 UN. X CAJA
ROBTN009	BATA Qx ALFASAFE AZUL SMS 35 (Unidad)	BOLSA POR 10 UNIDADES	100 UN. X CAJA
ROBTS002	BATA Qx ESTÉRIL ALFASAFE AZUL SMS 35 (Unidad)	BOLSA X 1 UNIDAD	40 UN. X CAJA