# Tapones Auditivos Wood Control

# De Silicona Suave a Prueba de Agua

# FICHA TÉCNICA

### Descripción:

 Dispositivo de silicona suave, moldeable que se ajusta al oído externo para contrarrestar daños de audición.

#### Aplicaciones:

- En eventos musicales de alto impacto.
- Proteger del frío y el viento en invierno.
- Ayudar a mejorar el sueño en ambientes ruidosos y la concentración cuando se estudia o se lee.
- Mitigar molestias producidas por cambios de altura (viajes).
- Contrarrestar el daño auditivo producido por el uso de herramientas o maquinaria pesada duranteperíodos prolongados.
- En deportes Ruidosos (tiro).
- En Deportes Acuáticos (previene la otitis externa, oído de nadador)
- Evitar la pérdida de la audición y el tinnitus (zumbido en los oídos).

#### Precauciones:

- No use el producto si está contaminado o deteriorado.
- Si el producto es ingerido puede bloquear la tráquea y producir asfixia.
- Siga al pie de la letra las indicaciones de uso.
- Mantenga fuera del alcance de niños pequeños y bebes.

## Características y beneficios:

- Fabricados en silicona blanda moldeable no tóxica hipo alergénica
- Se puede usar por periodos prolongados: (Max 8 Hrs).
- Reutilizables: (Max 5 usos)
- Rango de reducción de Ruido 22 dB

#### Almacenamiento:

- Almacenar entre 5 y 30 grados centígrados.
- Proteger de la luz solar y humedad.



www.mppromedical.com



Presentación:

1 Caja x 2 pares (Adultos)