# Termómetro Digital

## Punta Felxible

www.mppromedical.com

R

#### FICHA TÉCNICA

## Descripción:

Este dispositivo, mide la temperatura corporal, mediante una punta sensorial flexible, la cual se lee en una pantalla digital, con intervalo de medición entre 32 °C y 42.9°C.

## Aplicaciones:

Medir temperatura corporal.

#### Precauciones:

- Desinfectar el termómetro con alcohol en un algodón, antes y después de usar para evitar la contaminación cruzada.
- Siempre respetar el tiempo de medición hasta el aviso acústico.
- Anotar cuidadosamente el resultado y los tiempos para informar al médico.
- Guardarlo en el estuche plástico y lejos del alcance de los niños.
- El termómetro contiene componentes electrónicos sensibles, por lo tanto debe ser protegido de golpes, flexiones, substancias agresivas, temperaturas elevadas (agua caliente) o luz solar directa.


### Características, ventajas y beneficios:


- Punta flexible que permite la medición de la temperatura rectal.
- Lectura sencilla. Tiempo de medición corto.
- No contiene mercurio.
- Exactitud: 0.1 °C.
- Función de alarma y memoria.
- Batería 1.5 V(LR/SR-41)

#### Almacenamiento:

- Almacenar entre 5 y 30 grados centígrados.
- Proteger de la luz solar y humedad.







#### Presentación:

Caja x 1 Termómetro Digital