

Venda de Yeso P.O.P.

Medical Bandage

www.mppromedical.com



FICHA TÉCNICA



Descripción:

- Venda de gaza de algodón 100%, impregnada con yeso de Paris

Aplicaciones:

- Tratamiento postoperatorio de cirugías ortopédicas, fracturas, lesiones de tejidos e inflamación articular.
- Férulas y yesos en traumatología.
- Fabricación de moldes para diseño de prótesis, órtesis, etc.
- Fabricación de artes manuales (mascaras, figuras)

Precauciones:

- Utilizarla sobre una capa de algodón laminado en piel sana, limpia y seca.
- Bajo ningún concepto, el paciente debe humedecer, cortar, calentar, romper o actuar sobre el yeso.
- Debe colocarse, de manera que permita a la piel continuar en su posición original.



Características, ventajas y beneficios:

- Mayor resistencia con un mínimo de vueltas. Gran contenido de yeso.
- Rapidez de ejecución.
- Desempeño de solidificación de acuerdo a los requerimientos del médico y del paciente.
- Endurecimiento parcial normal entre 4 - 5 minutos.
- Solidificación total entre 24 y 48 horas.
- Valor calórico compatible a la temperatura del cuerpo.

Presentación

Almacenamiento:

- Almacenar entre 5 y 30 grados centígrados.
- Proteger de la luz solar, humedad y golpes.
- Vencimiento: 5 años

3" x 5 yardas - 7,62 mt x 4,50 mt
4" x 5 yardas - 10,16 mt x 4,50 mt
5" x 5 yardas - 12,7 mt x 4,50 mt
6" x 5 yardas - 15,24 mt x 4,50 mt