

VENDA ELÁSTICA



► Descripción

Las vendas elásticas Supreme están elaboradas 60% en viscosa y, 40% en caucho y con gancho de sujeción para mayor seguridad. Brindan una compresión uniforme y suave sobre el tejido que rodea una lesión, para disminuir el dolor y la inflamación.

Usa las vendas elásticas Supreme si deseas:

- ◆ Mejorar la circulación de la sangre hacia cualquier extremidad del cuerpo.
- ◆ Envolver una extremidad que está entablillada mientras se recupera.
- ◆ Mantener algún apósito en su lugar.
- ◆ Mantener compresas calientes o frías en su lugar.

► Presentaciones

CÓDIGO INTERNO	REFERENCIAS	► ENVASE PRIMARIO		► SUB-EMPAQUE	
		PRESENTACIÓN	CÓDIGO BARRAS	PRESENTACIÓN	CÓDIGO BARRAS
00VESU02	2" X 5 Yds. 5cm x 4.5mt	1 Ud.	7707710160477	12 Uds.	17707710160474
00VESU03	3" X 5 Yds. 7.5cm x 4.5mt	1 Ud.	7707710160484	12 Uds.	17707710160481
00VESU04	4" X 5 Yds. 10cm x 4.5mt	1 Ud.	7707710160491	12 Uds.	17707710160498
00VESU05	5" X 5 Yds. 13cm x 4.5mt	1 Ud.	7707710160507	12 Uds.	17707710160504
00VESU06	6" X 5 Yds. 15cm x 4.5mt	1 Ud.	7707710160514	112 Uds.	17707710160511

► Sectores



REGISTRO INVIMA
2023DM-0027219

SITIO WEB

Importado por:



Nit: 830051740-1. PBX. (601) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km. 4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

VENDA ELÁSTICA

► Caja Máster

REFERENCIA	CONTENIDO NETO	EAN 14	 MEDIDA	PESO
VENDA ELÁSTICA 2X5 Yds. 5cm x 4.5cm	720 Uds.	27707710160471	54x35x44 cm	14.5-16Kg
VENDA ELÁSTICA 3X5 Yds. 7.5cm x 4.5cm	480 Uds.	27707710160488	54x35x44 cm	15-16Kg
VENDA ELÁSTICA 4X5 Yds. 10cm x 4.5cm	360 Uds.	27707710160495	54x35x44 cm	15-16Kg
VENDA ELÁSTICA 5X5 Yds. 13cm x 4.5cm	288 Uds.	27707710160501	54x35x44 cm	15-16Kg
VENDA ELÁSTICA 6X5 Yds. 15cm x 4.5cm	240 Uds.	27707710160518	54x35x44 cm	15-16Kg

► Recomendaciones

- ◆ No ajuste muy fuerte la venda porque puede detener el flujo sanguíneo.
- ◆ Se recomienda retirar la venda al menos 2 veces al día, permita que la sangre fluya por la zona vendada al menos 2 minutos antes de volver a vendar.
- ◆ Quítese la venda si presenta entumecimiento o cosquilleo, o su extremidad se torna fría o pálida. Frote suavemente la piel y envuelva de nuevo la venda cuando esta zona se sienta mejor.
- ◆ Lave la venda todos los días o cuando esté floja.
- ◆ Mantenga una venda adicional en caso de que la que esté usando se ensucie o moje.



SITIO WEB

Importado Por:



Nit: 8300517401. PBX. (601) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C.
Km. 4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co