

VENDA DE YESO



► Descripción

- ◆ Nuestras vendas de yeso SUPREME, constan de un tejido de gasa impregnada uniformemente con sulfato de calcio, son utilizadas en tratamientos ortopédicos para inmovilizar las áreas afectas por fracturas simples, compuestas, y utilizado en otras aplicaciones ortopédicas.
- ◆ Yeso de máxima calidad con prestaciones muy homogéneas, seguridad terapéutica, no tóxico.
- ◆ Rápido tiempo de fraguado de 3 a 5 min, dejando un tiempo suficiente de aplicación para un moldeado perfecto.
- ◆ Su tejido de gasa entrelazada de algodón 100% permite la retención del polvo de yeso durante el remojo.
- ◆ Alta resistencia, con un mismo número de capas se consigue una mayor resistencia a la rotura.
- ◆ Menor peso en yeso fraguado, mayor comodidad para el paciente.
- ◆ Confortable, facilidad de aplicación, acabado liso y uniforme.
- ◆ Gran cremosidad que hace su aplicación más agradable y con una apariencia mas estética.
- ◆ La gasa está enrollada en un tubo cilíndrico de plástico que mejora el manejo del vendaje húmedo.
- ◆ Borde recto, no contiene látex, peso 400 gr/m²
- ◆ Ideal para la inmovilización de partes corporales lesionadas por fisuras, heridas y/o rupturas que requieran de enyesado en cirugía ortopédica y traumatología.

► Presentaciones

CÓDIGO INTERNO	REFERENCIA	ENVASE PRIMARIO		SUB-EMPAQUE	
		PRESENTACIÓN	EAN 13	PRESENTACIÓN	EAN 14
00VEYE01	VENDA DE YESO 3" X 5 Yds. 7.5cm x 4.5m	1 Ud.	77077710160651	12 Uds.	177077710160658
00VEYE02	VENDA DE YESO 4" X 5 Yds. 10cm x 4.5m	1 Ud	77077710160668	12 Uds.	177077710160665
00VEYE03	VENDA DE YESO 5" X 5 Yds. 13cm x 4.5m	1 Ud	77077710160675	12 Uds.	177077710160672
00VEYE04	VENDA DE YESO 6" X 5 Yds. 15cm x 4.5m	1 Ud	77077710160682	12 Uds.	177077710160689

► Sectores



REGISTRO INVIMA
2023DM-0027219

SITIO WEB

Importado por:



Nit: 830.051.740-1. PBX. (601) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km. 4, vía Funza-Siberia. Cund., Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

VENDA DE YESO

► Caja Máster

REFERENCIA	CANTIDAD NETO.	EAN 14	 MEDIDA	PESO
VENDA DE YESO 3" X 5 Yds. 7.5cm x 4.5m	144 Uds.	27707710160655	43x43x35 cm	19.5-22Kg
VENDA DE YESO 4" X 5 Yds. 10cm x 4.5m	72 Uds.	27707710160662	43x43x24 cm	13-14.5 Kg
VENDA DE YESO 5" X 5 Yds. 13cm x 4.5m	72 Uds.	27707710160679	43x43x29 cm	16.5-18Kg
VENDA DE YESO 6" X 5 Yds. 15cm x 4.5m	72 Uds.	27707710160686	43x43x34 cm	19.5-21.5Kg

► Instrucciones de uso

1. Sumergir la venda en agua a 20 – 25°C durante 3 – 5 minutos. El tiempo de fraguado depende de la temperatura del agua, si el agua esta caliente, el fraguado se acelera, si el agua esta fría, el fraguado se retarda.
2. Igualmente, el exceso de agua aumenta el tiempo de fraguado, a menor cantidad de agua, más rápido su secado.
3. Escurrir la venda suavemente.
4. Esperar unos 30 minutos después de la realización del molde antes de movilizar al paciente.

► Recomendaciones

- ♦ Usar solo 1 vez.
- ♦ Una vez el empaque este abierto usar en el menor tiempo posible.
- ♦ Conservar en lugar fresco y seco.



SITIO WEB