

LÍNEA TERAPIA RESPIRATORIA

Inhalocámara





CARACTERÍSTICAS

Las Inhalocámaras son dispositivos adaptados para separar la salida del gas que contiene el fármaco o medicación, permitiendo así que este último llegue a boca del paciente, logrando la evaporación del gas que permite que las partículas del medicamento sean de menor tamaño, lo que facilita la llegada a las vías aéreas.

RECOMENDACIONES DE USO

- · Agite el inhalador durante 30 segundos.
- · Remueva la tapa protectora del inhalador.
- · Conecte el inhalador a la inhalocámara.
- · Coloque la máscara cubriendo nariz v boca.
- · Dispare e inhale lenta y profundamente.
- · Repita el procedimiento según indicación médica.
 - · No use si el empaque esta dañado o abierto.
 - · No almacene a temperaturas altas ni húmedas.
 - · Almacene en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN	EAN 13 / Unidad	EAN 14 / Caja x 60 Uds.
INHALOCÁMARA PEDIÁTRICA	770 727036 988 4	2 770 727036 988 8
INHALOCÁMARA ADULTO	770 727036 989 1	2 770 727036 989 5