







Respuesta en 60 Segundos



Alarma de fiebre

SUPREME

TERMÓMETRO DIGITAL
DIGITAL THERMOMETER

- Termómetro Clínico.
- Una señal acústica indica automáticamente el final de la medición.
- Almacena la última temperatura registrada.
- Apagado automático que alarga la vida de la pila.
- Indicación de carga, pilas descargadas, mostradas en el display.

.....
INSTRUCCIONES DE USO

- Presione el botón para encender el termómetro.
- Coloque la punta del sensor y espere la alarma.
- Lea la temperatura en el display digital.
- El termómetro se apagará automáticamente.

LOT



220610

2022-06

2027-06



Fabricado por: Ningbo Greetmed
Medical Instruments Co., Ltd.

8F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre,
Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, China.

Importado y Distribuido por:



PROTEXSA S. A. S.

www.protexsa.com.co

servicioalcliente@protexsa.com.co

Parque Ind. San José Bodega 10 y 11 Km. 4
Vía Funza Siberia, Cundinamarca, Colombia.

Registro Invima No: 2019DM-0020422



7 707270 369594