





7 707710 160651

Registro Invima N°: 2023DM-0027219

Fab.

Ven.

LOTE N°:



Usos: Inmovilización de partes corporales lesionadas por fisuras, heridas y/o rupturas.

Recomendaciones: El tiempo de fraguado depende de la temperatura del agua, si el agua está caliente, el fraguado se acelera, si el agua está fría, el fraguado se retarda. Igualmente, el exceso de agua aumenta el tiempo de fraguado, a menor cantidad de agua, más rápido su secado.

Advertencias: Usar solo 1 vez. Una vez el empaque este abierto usar en el menor tiempo posible.

Importado y distribuido por:
PROTEX S.A.S. Nit: 830.051.740-1
Parque Industrial San José Bnd.
10-12 Mz. C Km.4 Vía Funza-Sipenza.
Cund. Colombia. PBX: 601.592.5544
servicioalcliente@protexsa.com.co
www.protexsa.com.co

Fabricado por: Anji Yuandong
Medical Products Co., Ltd. Baofu
Industrial Zone, 313300 Ningbo
Zhejiang, China.