

SUPREME[®]

Venda de Yeso



1
UNIDAD

4" x 5 Yds

Venda de gasa de alta calidad fabricada
en algodón e impregnada con yeso

Fab.
Ven.
LOTE N°:



Usos: Inmovilización
corporales lesionadas
heridas y/o rupturas.

Recomendaciones: El
fraguado depende
temperatura del agua.
Si esta caliente, el
fraguado se acelera, si el agua
está fría, el fraguado se retarda.
El exceso de agua
prolonga el tiempo de fraguado.
Cantidad de agua, no
secado.

Advertencias: Usar
siempre el empaque este
en el menor tiempo.

Importado y distribuido por:
PROTEX S.A.S. Nit.
Parque Industrial Sa
10-12 Mz. C Km.4 Via F
Cund. Colombia. PBX:
servicioalcliente@pro
www.protexsa.com.co

Fabricado por: Anli
Medical Products Co.
Industrial Zone,
Zhejiang, China.