




INDICACIONES: SON PROTESIS QUE SIRVEN PARA SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE LA CADENA OSICULAR DEL OIDO MEDIO. EL OBJETIVO ES TRANSMITIR MECANICAMENTE LA ENERGIA ACUSTICA CON LA MENORES PERDIDAS POSIBLES DESDE EL TIMPANO HASTA LA VENTANA OVAL DE LA COCLEA. ESTA INDICADO PARA PACIENTES QUE TENGAN ALTERACIONES PATOLOGICAS DE LA CADENA OSICULAR, CON EL FIN DE RECUPERAR LA FUNCION DEL OIDO MEDIO. INDICACIONES: OTITIS MEDIA CRONICA, OTOSCLEROSIS, FIJACION DEL ESTRIBO CONGENITA, LESION TRAUMATICA DE LA CADENA OSICULAR, MALFORMACIONES DEL OIDO MEDIO.





INFORMACIÓN GENERAL





NOMBRE	PROTESIS DE TIMPANOPLASTIA (TYMPANOPLASTY PROSTHESES) - PROTESIS DE TIMPANOPLASTIA PARA REEMPLAZO DE CADENA OSICULAR - HEINZ KURZ GMBH MEDIZINTECHNIK			
NOMBRE GENÉRICO	PROTESIS DE TIMPANOPLASTIA REEMPLAZO DE CADENA OSICULAR			
MARCA	HEINZ KURZ GMBH MEDIZINTECHNIK.			
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2013DM-0010409			
COMPOSICION	TITANIO GRADO MEDICO			
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO			
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	IIIB	III
			X	
VIDA ÚTIL	5 AÑOS			
PAIS DE PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN COMERCIAL			
ALEMANIA	UNIDAD POR EMPAQUE, ESTERIL			












REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES

REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN						
TTP-VARIAC System	 TTP-VARIAC® System Partial Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Item</th><th>REF</th></tr><tr><td>TTP-VARIAC® System Partial (Prosthesis and Sizer-Disk) Adjustable Length 1.75 - 4.50 mm (in 0.25 mm increments) Functional Length (FL): 0.75 - 3.50 mm</td><td>1002 020</td></tr><tr><td>TTP-VARIAC® System Total (Prosthesis and Sizer-Disk) Adjustable Length 3.0 - 7.0 mm (in 0.25 mm increments)</td><td>1004 020</td></tr></table> The TTP-VARIAC® System Total Prosthesis is compatible with the Ω CONNECTOR (REF 1004 930).	Item	REF	TTP-VARIAC® System Partial (Prosthesis and Sizer-Disk) Adjustable Length 1.75 - 4.50 mm (in 0.25 mm increments) Functional Length (FL): 0.75 - 3.50 mm	1002 020	TTP-VARIAC® System Total (Prosthesis and Sizer-Disk) Adjustable Length 3.0 - 7.0 mm (in 0.25 mm increments)	1004 020	Además de los beneficios de una prótesis de longitud ajustable Sistema TTP-VARIAC también ofrece una variedad de oportunidades que son valiosos para la cirugía del oído medio. El cinco multifuncional Sizer-Disco provee todas las condiciones previas para una implantación exitosa de la TTP-VARIAC prótesis. Uso de los medidores que se unen en el disco central y la longitud de la prótesis óptima puede ser determinadas de forma rápida, precisa y fiable. diseño ligero y delicado del medidor permite una fácil handling, incluso equilibrar y una vista sin obstáculos del oído medio.
	Item	REF							
TTP-VARIAC® System Partial (Prosthesis and Sizer-Disk) Adjustable Length 1.75 - 4.50 mm (in 0.25 mm increments) Functional Length (FL): 0.75 - 3.50 mm	1002 020								
TTP-VARIAC® System Total (Prosthesis and Sizer-Disk) Adjustable Length 3.0 - 7.0 mm (in 0.25 mm increments)	1004 020								
 TTP-VARIAC® System Total Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	Ω CONNECTOR (REF 1004 930).								

 Equipos y dispositivos médicos  ISO 9001  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS																																
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES																																		
REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS		DESCRIPCIÓN																														
TTP VARIO System BELL (parcial)	Longitud Ajustable  TTP®-VARIO AERIAL Total Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Item</th><th>REF</th></tr><tr><td>TTP®-VARIO AERIAL Total Prosthesis Adjustable Length3.0 - 7.0 mm (in 0.25 mm increments)</td><td>1004 010</td></tr></table> Ω CONNECTOR (REF 1004 930).		Item	REF	TTP®-VARIO AERIAL Total Prosthesis Adjustable Length3.0 - 7.0 mm (in 0.25 mm increments)	1004 010	Las prótesis de titanio de TTP-VARIO son de longitud variable. Su longitud puede ser modificada durante la operación en incrementos de 0.25 mm. Esto reduce los requerimientos de inventario.La integración segura de los componentes individuales está garantizada por un diseño único en la abrazadera de la cabeza de la placa de las prótesis, lo que también previene la pérdida de la conducción dentro de la prótesis.																										
Item	REF																																	
TTP®-VARIO AERIAL Total Prosthesis Adjustable Length3.0 - 7.0 mm (in 0.25 mm increments)	1004 010																																	
TTP VARIO System BELL (parcial)	Longitud Ajustable  TTP®-VARIO BELL Partial Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Item</th><th>REF</th></tr><tr><td>TTP®-VARIO BELL Partial Prosthesis Adjustable Length1.75 - 4.50 mm (in 0.25 mm increments) Functional Length (FL): 0.75 - 3.50 mm</td><td>1002 010</td></tr></table>		Item	REF	TTP®-VARIO BELL Partial Prosthesis Adjustable Length1.75 - 4.50 mm (in 0.25 mm increments) Functional Length (FL): 0.75 - 3.50 mm	1002 010	Las prótesis de titanio de TTP-VARIO son de longitud variable. Su longitud puede ser modificada durante la operación en incrementos de 0.25 mm. Esto reduce los requerimientos de inventario.La integración segura de los componentes individuales está garantizada por un diseño único en la abrazadera de la cabeza de la placa de las prótesis, lo que también previene la pérdida de la conducción dentro de la prótesis.																										
Item	REF																																	
TTP®-VARIO BELL Partial Prosthesis Adjustable Length1.75 - 4.50 mm (in 0.25 mm increments) Functional Length (FL): 0.75 - 3.50 mm	1002 010																																	
TTP - TUEBINGEN BELL TIPO (parcial)	 TTP®-Tübingen Type BELL Partial Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Length: (L)</th><th>Functional Length: (FL)</th><th>REF</th></tr><tr><td>1.75 mm</td><td>0.75 mm</td><td>1002 223</td></tr><tr><td>2.00 mm</td><td>1.00 mm</td><td>1002 224</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1.25 mm</td><td>1002 225</td></tr><tr><td>2.50 mm</td><td>1.50 mm</td><td>1002 226</td></tr><tr><td>2.75 mm</td><td>1.75 mm</td><td>1002 227</td></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>2.00 mm</td><td>1002 228</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>2.25 mm</td><td>1002 229</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>2.50 mm</td><td>1002 230</td></tr></table>		Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF	1.75 mm	0.75 mm	1002 223	2.00 mm	1.00 mm	1002 224	2.25 mm	1.25 mm	1002 225	2.50 mm	1.50 mm	1002 226	2.75 mm	1.75 mm	1002 227	3.00 mm	2.00 mm	1002 228	3.25 mm	2.25 mm	1002 229	3.50 mm	2.50 mm	1002 230	Tiene una forma acampanada que permite un ajuste preciso a la estructura anatómica del paciente, favoreciendo la transmisión del sonido y garantizando una fijación segura sobre la cabeza del estribo. La estructura acampanada proporciona espacio suficiente para el tendón del estribo y para adaptarse a la función anatómica del paciente.			
Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF																																
1.75 mm	0.75 mm	1002 223																																
2.00 mm	1.00 mm	1002 224																																
2.25 mm	1.25 mm	1002 225																																
2.50 mm	1.50 mm	1002 226																																
2.75 mm	1.75 mm	1002 227																																
3.00 mm	2.00 mm	1002 228																																
3.25 mm	2.25 mm	1002 229																																
3.50 mm	2.50 mm	1002 230																																
TTP - TUEBINGEN TIPO AERIAL TOTAL	 TTP®-Tübingen Type AERIAL Total Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Length: (L)</th><th>REF</th></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>1004 234</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>1004 235</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>1004 236</td></tr><tr><td>3.75 mm</td><td>1004 237</td></tr><tr><td>4.00 mm</td><td>1004 238</td></tr><tr><td>4.25 mm</td><td>1004 239</td></tr><tr><td>4.50 mm</td><td>1004 240</td></tr><tr><td>4.75 mm</td><td>1004 241</td></tr><tr><td>5.00 mm</td><td>1004 242</td></tr></table> <table><tr><td>5.25 mm</td><td>1004 243</td></tr><tr><td>5.50 mm</td><td>1004 244</td></tr><tr><td>6.00 mm</td><td>1004 246</td></tr><tr><td>6.50 mm</td><td>1004 248</td></tr><tr><td>7.00 mm</td><td>1004 249</td></tr></table> Ω CONNECTOR (REF 1004 930).		Length: (L)	REF	3.00 mm	1004 234	3.25 mm	1004 235	3.50 mm	1004 236	3.75 mm	1004 237	4.00 mm	1004 238	4.25 mm	1004 239	4.50 mm	1004 240	4.75 mm	1004 241	5.00 mm	1004 242	5.25 mm	1004 243	5.50 mm	1004 244	6.00 mm	1004 246	6.50 mm	1004 248	7.00 mm	1004 249	Este modelo tiene una distribución del peso que, junto con su diseño, facilita la audición en la banda de alta frecuencia.
Length: (L)	REF																																	
3.00 mm	1004 234																																	
3.25 mm	1004 235																																	
3.50 mm	1004 236																																	
3.75 mm	1004 237																																	
4.00 mm	1004 238																																	
4.25 mm	1004 239																																	
4.50 mm	1004 240																																	
4.75 mm	1004 241																																	
5.00 mm	1004 242																																	
5.25 mm	1004 243																																	
5.50 mm	1004 244																																	
6.00 mm	1004 246																																	
6.50 mm	1004 248																																	
7.00 mm	1004 249																																	

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos  ISO 9001  IQNet		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS																																					
																																							
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES																																							
REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN																																				
DUESSELDORF TIPO BELL (parcial)	 Duesseldorf Type BELL Partial Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Length: (L)</th><th>Functional Length: (FL)</th><th>REF</th></tr><tr><td>1.75 mm</td><td>0.75 mm</td><td>1002 023</td></tr><tr><td>2.00 mm</td><td>1.00 mm</td><td>1002 024</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1.25 mm</td><td>1002 025</td></tr><tr><td>2.50 mm</td><td>1.50 mm</td><td>1002 026</td></tr><tr><td>2.75 mm</td><td>1.75 mm</td><td>1002 027</td></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>2.00 mm</td><td>1002 028</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>2.25 mm</td><td>1002 029</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>2.50 mm</td><td>1002 030</td></tr><tr><td>4.00 mm</td><td>3.00 mm</td><td>1002 032</td></tr><tr><td>4.50 mm</td><td>3.50 mm</td><td>1002 033</td></tr></table>	Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF	1.75 mm	0.75 mm	1002 023	2.00 mm	1.00 mm	1002 024	2.25 mm	1.25 mm	1002 025	2.50 mm	1.50 mm	1002 026	2.75 mm	1.75 mm	1002 027	3.00 mm	2.00 mm	1002 028	3.25 mm	2.25 mm	1002 029	3.50 mm	2.50 mm	1002 030	4.00 mm	3.00 mm	1002 032	4.50 mm	3.50 mm	1002 033	Prótesis de titanio que tiene una superficie de contacto más grande con la membrana timpánica además de una superficie parcialmente rugosa que estabiliza la posición de la prótesis			
Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF																																					
1.75 mm	0.75 mm	1002 023																																					
2.00 mm	1.00 mm	1002 024																																					
2.25 mm	1.25 mm	1002 025																																					
2.50 mm	1.50 mm	1002 026																																					
2.75 mm	1.75 mm	1002 027																																					
3.00 mm	2.00 mm	1002 028																																					
3.25 mm	2.25 mm	1002 029																																					
3.50 mm	2.50 mm	1002 030																																					
4.00 mm	3.00 mm	1002 032																																					
4.50 mm	3.50 mm	1002 033																																					
DUESSELDORF TIPO AERIAL (total)	 Duesseldorf Type AERIAL Total Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Length: (L)</th><th>REF</th><th>Length: (L)</th><th>REF</th></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>1004 034</td><td>5.00 mm</td><td>1004 042</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>1004 035</td><td>5.25 mm</td><td>1004 043</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>1004 036</td><td>5.50 mm</td><td>1004 044</td></tr><tr><td>3.75 mm</td><td>1004 037</td><td>5.50 mm</td><td>1004 044</td></tr><tr><td>4.00 mm</td><td>1004 038</td><td>6.00 mm</td><td>1004 046</td></tr><tr><td>4.25 mm</td><td>1004 039</td><td>6.50 mm</td><td>1004 048</td></tr><tr><td>4.50 mm</td><td>1004 040</td><td>7.00 mm</td><td>1004 049</td></tr><tr><td>4.75 mm</td><td>1004 041</td><td></td><td></td></tr></table> Ω CONNECTOR (REF 1004 930).	Length: (L)	REF	Length: (L)	REF	3.00 mm	1004 034	5.00 mm	1004 042	3.25 mm	1004 035	5.25 mm	1004 043	3.50 mm	1004 036	5.50 mm	1004 044	3.75 mm	1004 037	5.50 mm	1004 044	4.00 mm	1004 038	6.00 mm	1004 046	4.25 mm	1004 039	6.50 mm	1004 048	4.50 mm	1004 040	7.00 mm	1004 049	4.75 mm	1004 041			Prótesis de titanio que tiene una superficie de contacto más grande con la membrana timpánica además de una superficie parcialmente rugosa que estabiliza la posición de la prótesis
Length: (L)	REF	Length: (L)	REF																																				
3.00 mm	1004 034	5.00 mm	1004 042																																				
3.25 mm	1004 035	5.25 mm	1004 043																																				
3.50 mm	1004 036	5.50 mm	1004 044																																				
3.75 mm	1004 037	5.50 mm	1004 044																																				
4.00 mm	1004 038	6.00 mm	1004 046																																				
4.25 mm	1004 039	6.50 mm	1004 048																																				
4.50 mm	1004 040	7.00 mm	1004 049																																				
4.75 mm	1004 041																																						
MNP Malleus Notch Prostheses	 MNP Partial Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Length: (L)</th><th>Functional Length: (FL)</th><th>REF</th></tr><tr><td>1.75 mm</td><td>0.75 mm</td><td>1002 423</td></tr><tr><td>2.00 mm</td><td>1.00 mm</td><td>1002 424</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1.25 mm</td><td>1002 425</td></tr><tr><td>2.50 mm</td><td>1.50 mm</td><td>1002 426</td></tr><tr><td>2.75 mm</td><td>1.75 mm</td><td>1002 427</td></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>2.00 mm</td><td>1002 428</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>2.25 mm</td><td>1002 429</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>2.50 mm</td><td>1002 430</td></tr></table>	Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF	1.75 mm	0.75 mm	1002 423	2.00 mm	1.00 mm	1002 424	2.25 mm	1.25 mm	1002 425	2.50 mm	1.50 mm	1002 426	2.75 mm	1.75 mm	1002 427	3.00 mm	2.00 mm	1002 428	3.25 mm	2.25 mm	1002 429	3.50 mm	2.50 mm	1002 430	Este modelo tiene la cabeza de la prótesis abierta y una pestaña para anclar la prótesis debajo del martillo. Con la MNP, los cirujanos tienen la opción de colocar la prótesis osicular debajo del martillo, al tiempo que la cabeza de prótesis abierta mejora la visibilidad del campo quirúrgico y facilita la manipulación de la prótesis con micro instrumental.									
Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF																																					
1.75 mm	0.75 mm	1002 423																																					
2.00 mm	1.00 mm	1002 424																																					
2.25 mm	1.25 mm	1002 425																																					
2.50 mm	1.50 mm	1002 426																																					
2.75 mm	1.75 mm	1002 427																																					
3.00 mm	2.00 mm	1002 428																																					
3.25 mm	2.25 mm	1002 429																																					
3.50 mm	2.50 mm	1002 430																																					
MNP Malleus Notch Prostheses	 MNP Total Prosthesis Material: Pure Titanium (ASTM F67 Medical Grade) Shaft Diameter: 0.2 mm	<table><tr><th>Length: (L)</th><th>REF</th><th>Length: (L)</th><th>REF</th></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>1004 434</td><td>5.00 mm</td><td>1004 442</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>1004 435</td><td>5.25 mm</td><td>1004 443</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>1004 436</td><td>5.50 mm</td><td>1004 444</td></tr><tr><td>3.75 mm</td><td>1004 437</td><td>6.00 mm</td><td>1004 446</td></tr><tr><td>4.00 mm</td><td>1004 438</td><td>6.50 mm</td><td>1004 448</td></tr><tr><td>4.25 mm</td><td>1004 439</td><td>7.00 mm</td><td>1004 449</td></tr><tr><td>4.50 mm</td><td>1004 440</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.75 mm</td><td>1004 441</td><td></td><td></td></tr></table> Ω CONNECTOR (REF 1004 930).	Length: (L)	REF	Length: (L)	REF	3.00 mm	1004 434	5.00 mm	1004 442	3.25 mm	1004 435	5.25 mm	1004 443	3.50 mm	1004 436	5.50 mm	1004 444	3.75 mm	1004 437	6.00 mm	1004 446	4.00 mm	1004 438	6.50 mm	1004 448	4.25 mm	1004 439	7.00 mm	1004 449	4.50 mm	1004 440			4.75 mm	1004 441			Este modelo tiene la cabeza de la prótesis abierta y una pestaña para anclar la prótesis debajo del martillo. Con la MNP, los cirujanos tienen la opción de colocar la prótesis osicular debajo del martillo, al tiempo que la cabeza de prótesis abierta mejora la visibilidad del campo quirúrgico y facilita la manipulación de la prótesis con micro instrumental.
Length: (L)	REF	Length: (L)	REF																																				
3.00 mm	1004 434	5.00 mm	1004 442																																				
3.25 mm	1004 435	5.25 mm	1004 443																																				
3.50 mm	1004 436	5.50 mm	1004 444																																				
3.75 mm	1004 437	6.00 mm	1004 446																																				
4.00 mm	1004 438	6.50 mm	1004 448																																				
4.25 mm	1004 439	7.00 mm	1004 449																																				
4.50 mm	1004 440																																						
4.75 mm	1004 441																																						

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos  ISO 9001  IQNet MANAGEMENT SYSTEM			FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS																													
																																
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES																																
REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS			DESCRIPCIÓN																											
CONNECTOR Sistema modular KURZ		<table><tr><td>Item:</td><td>Functional Length: (FL)</td><td>REF</td></tr><tr><td>Ω CONNECTOR</td><td>0.5 mm</td><td>1004 930</td></tr></table>			Item:	Functional Length: (FL)	REF	Ω CONNECTOR	0.5 mm	1004 930	Está conectado con el vástago de prótesis con una junta de micro balón. La conexión de junta flexible resultante es ajustable en todas las direcciones y puede superar variando alineaciones espaciales de placa para el pie y la membrana timpánica o martillo.																					
Item:	Functional Length: (FL)	REF																														
Ω CONNECTOR	0.5 mm	1004 930																														
REGENSBURG TIPO		<table><tr><td>Length: (L)</td><td>REF</td></tr><tr><td>4.00 mm</td><td>1004 458</td></tr><tr><td>4.25 mm</td><td>1004 459</td></tr><tr><td>4.50 mm</td><td>1004 460</td></tr><tr><td>4.75 mm</td><td>1004 461</td></tr><tr><td>5.00 mm</td><td>1004 462</td></tr></table>			Length: (L)	REF	4.00 mm	1004 458	4.25 mm	1004 459	4.50 mm	1004 460	4.75 mm	1004 461	5.00 mm	1004 462	0,2 mm del eje de titanio puro para una máxima capacidad de adaptación a la anatomía del oído medio del paciente placa cabecera fenestrado con muescas para un posicionamiento preciso del vástago ovalada Excelente biocompatibilidad y bioestabilidad para la integración sin irritación en el oído medio superficie parcialmente rugosa para mejorar la estabilidad del implante en la base del estribo															
Length: (L)	REF																															
4.00 mm	1004 458																															
4.25 mm	1004 459																															
4.50 mm	1004 460																															
4.75 mm	1004 461																															
5.00 mm	1004 462																															
MRP (Prótesis para reemplazo del martillo)		<table><tr><td>Item</td><td>REF</td></tr><tr><td>MRP Ø 0.8 x 3.0 mm</td><td>1006 960</td></tr></table>			Item	REF	MRP Ø 0.8 x 3.0 mm	1006 960	La MRP (Prótesis para reemplazo de martillo) es un neo- martillo que se implanta debajo de la membrana timpánica en cualquier posición en el canal auditivo externo. Está conectado a través de un alambre de titanio en forma de Y con dos ganchos. Estos ganchos se insertan en los dos orificios, que se perforan con una fresa de 0,6 mm. El cirujano inserta el MRP y se conecta a casi cualquier prótesis parcial o total de Reemplazo.																							
Item	REF																															
MRP Ø 0.8 x 3.0 mm	1006 960																															
Clip Partial FlexiBAL		<table><tr><td>Length: (L)</td><td>Functional Length: (FL)</td><td>REF</td></tr><tr><td>1.75 mm</td><td>0.75 mm</td><td>1002 350</td></tr><tr><td>2.00 mm</td><td>1.00 mm</td><td>1002 351</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1.25 mm</td><td>1002 352</td></tr><tr><td>2.50 mm</td><td>1.50 mm</td><td>1002 353</td></tr><tr><td>2.75 mm</td><td>1.75 mm</td><td>1002 354</td></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>2.00 mm</td><td>1002 355</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>2.25 mm</td><td>1002 356</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>2.50 mm</td><td>1002 357</td></tr></table>			Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF	1.75 mm	0.75 mm	1002 350	2.00 mm	1.00 mm	1002 351	2.25 mm	1.25 mm	1002 352	2.50 mm	1.50 mm	1002 353	2.75 mm	1.75 mm	1002 354	3.00 mm	2.00 mm	1002 355	3.25 mm	2.25 mm	1002 356	3.50 mm	2.50 mm	1002 357	Prótesis de Titanio puro integrado con Micro Rótulas Este diseño permite que la prótesis imite los micro- movimientos naturales de las articulaciones osculares para compensar los movimientos de la membrana timpánica.
Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF																														
1.75 mm	0.75 mm	1002 350																														
2.00 mm	1.00 mm	1002 351																														
2.25 mm	1.25 mm	1002 352																														
2.50 mm	1.50 mm	1002 353																														
2.75 mm	1.75 mm	1002 354																														
3.00 mm	2.00 mm	1002 355																														
3.25 mm	2.25 mm	1002 356																														
3.50 mm	2.50 mm	1002 357																														
Clip Partial Prótesis		<table><tr><td>Length: (L)</td><td>Functional Length: (FL)</td><td>REF</td></tr><tr><td>1.75 mm</td><td>0.75 mm</td><td>1002 250</td></tr><tr><td>2.00 mm</td><td>1.00 mm</td><td>1002 251</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1.25 mm</td><td>1002 252</td></tr><tr><td>2.50 mm</td><td>1.50 mm</td><td>1002 253</td></tr><tr><td>2.75 mm</td><td>1.75 mm</td><td>1002 254</td></tr><tr><td>3.00 mm</td><td>2.00 mm</td><td>1002 255</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>2.25 mm</td><td>1002 256</td></tr><tr><td>3.50 mm</td><td>2.50 mm</td><td>1002 257</td></tr></table>			Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF	1.75 mm	0.75 mm	1002 250	2.00 mm	1.00 mm	1002 251	2.25 mm	1.25 mm	1002 252	2.50 mm	1.50 mm	1002 253	2.75 mm	1.75 mm	1002 254	3.00 mm	2.00 mm	1002 255	3.25 mm	2.25 mm	1002 256	3.50 mm	2.50 mm	1002 257	Prótesis de titanio desarrollada para satisfacer la necesidad de disponer de una conexión aún más segura entre el estribo y el implante. La prótesis parcial Clip consta de un clip elástico que rodea la cabeza del estribo, permitiendo una buena transmisión del sonido y una solida fijación del implante.
Length: (L)	Functional Length: (FL)	REF																														
1.75 mm	0.75 mm	1002 250																														
2.00 mm	1.00 mm	1002 251																														
2.25 mm	1.25 mm	1002 252																														
2.50 mm	1.50 mm	1002 253																														
2.75 mm	1.75 mm	1002 254																														
3.00 mm	2.00 mm	1002 255																														
3.25 mm	2.25 mm	1002 256																														
3.50 mm	2.50 mm	1002 257																														

 Medinistros Equipos y dispositivos médicos  ISO 9001 IC-0280800  IQNet MANAGEMENT SYSTEM		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS 							
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES									
REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN						
ANGULAR CLIP		<table><tr><td>Length: (L)</td><td>REF</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1002 615</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>1002 617</td></tr></table>	Length: (L)	REF	2.25 mm	1002 615	3.25 mm	1002 617	• Simplificar el procedimiento quirúrgico cuando hay defectos de puente en el proceso lenticular. • Reducir el riesgo de luxación del implante El clip va en la cabeza del estribo, mientras que las dos bandas de titanio puro escalonados se presnan ligeramente al remanente del yunque.
Length: (L)	REF								
2.25 mm	1002 615								
3.25 mm	1002 617								
PROTESIS ANGULAR PLESTER		<table><tr><td>Length: (L)</td><td>REF</td></tr><tr><td>2.25 mm</td><td>1002 610</td></tr><tr><td>3.25 mm</td><td>1002 612</td></tr></table>	Length: (L)	REF	2.25 mm	1002 610	3.25 mm	1002 612	La prótesis Plester permite reconstruir la cadena osicular aunque el extremo distal de la rama larga del yunque esté dañado. Tiene una forma acampanada que presentan las prótesis parciales, pero además llevas dos bandas de titanio que se fijan en torno a la rama del yunque.
Length: (L)	REF								
2.25 mm	1002 610								
3.25 mm	1002 612								
ESTAS PROTESIS TAMBIEN SE ACOMPAÑAN DE:									
PROBADOR TOTAL		Reg. INVIMA: 2013DM-0010409 FINALIDAD: El sistema de CA Sizer se utiliza durante timpanoplastias, en el que la cadena de huesecillos parcial o total reconstrucción se lleva a cabo, para calcular la longitud exacta de los prosthesas del oído medio para ser implantado. El sistema AC Sizer, que está hecho de plástico, es un producto desechable estéril y no debe ser utilizado mas de una vez. medidores individuales se utilizan sólo por un corto tiempo en el contexto de la cirugía del oído medio y no deben dejarse en el interior del oído medio por períodos prolongados.	REF:8000 550 El AC Sizer total del sistema se compone de 8 medidores de 0.5mm incrementos, BELL integrado - expansor y la superficie de trabajo, escala de medición y temolate kansolant						
PROBADOR PARCIAL		Reg. INVIMA: 2013DM-0010409 FINALIDAD: El sistema de CA Sizer se utiliza timpanoplastias Durang, en el que la cadena de huesecillos parcial o total reconstrucción se lleva a cabo, para calcular la longitud exacta de la prótesis del oído medio a ser implantado. El sistema AC Sizer, que está hecho de plástico, es un producto desechable estéril y no debe ser utilizado mas de una vez. medidores individuales se utilizan sólo por un tiempo calzada en el contexto de la cirugía del oído medio y no deben dejarse en el interior del oído medio por períodos prolongados	REF:8000 540 El AC Sizer total del sistema se compone de 8 medidores de 0.5mm incrementos, BELL integrado - expansor y la superficie de trabajo, escala de medición y temolate kansolant						



direcciontecnica@medinistros.com
 Calle 72 No. 22 - 42 Oficina 301 Ed. Gioto
 Bogotá D.C., Colombia
 Teléfono: +57 (1) 540 4920 / 217 4253 Ext. 112
 Móvil: +57 316 4670029
 Fax: +57 (1) 217 42 39
www.medinistros.com