

  		FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DISPOSITIVOS MÉDICOS													
															
INDICACIÓN: EL SISTEMA DE IMPLANTE COCLEAR ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AUDICIÓN ÚTIL A PERSONAS CON PÉRDIDA AUDITIVA SEVERA A PROFUNDA															
INFORMACIÓN GENERAL															
NOMBRE	SISTEMA DE IMPLANTE COCLEAR														
NOMBRE GENÉRICO	ACCESORIO T-COMM CI-5845														
MARCA	ADVANCED BIONICS														
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2014DM-0002510-R1														
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO QUIRÚRGICO														
COMPONENTES	•T-Mic. •Cable conexión Antena UHP. •Antena UHP. •Cable conexión Procesador Chorus. •Gancho Auricular.														
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	IIIB												
			X												
VIDA ÚTIL	5 AÑOS														
PAÍS DE PROCEDENCIA	ESTADOS UNIDOS														
															
T-COMM CI-5845															
		Accesorio T-Comm™ para una colocación natural del micrófono patentado T-Mic, conectividad sencilla y una bobina inductiva incorporada. T-Comm proporciona conectividad inalámbrica sencilla a reproductores de MP3, teléfonos móviles y otros dispositivos de audio sin necesidad de cables, cables, adaptadores especiales o conectores. El T-Comm también cuenta con una bobina en T incorporada, que capta el sonido si tiene un teléfono compatible, collar u otro accesorio.													
CONECTIVIDAD	GARANTÍA	COLORES	CONDICIONES AMBIENTALES												
•T-Mic. •Cable conexión Antena UHP. •Antena UHP. •Cable conexión Procesador Chorus. •Gancho Auricular.	1 AÑO	BLANCO ALPINO BEIGE ARENA CASTAÑO GRIS PLATEADO NEGRO ATERCIOPELADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONDICIÓN</th> <th>MÍNIMO</th> <th>MÁXIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura de funcionamiento</td> <td>0 °C (32 °F)</td> <td>45 °C (115 °F)</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de almacenamiento</td> <td>-20 °C (-13 °F)</td> <td>55 °C (131 °F)</td> </tr> <tr> <td>Humedad relativa</td> <td>0 %</td> <td>95 %</td> </tr> </tbody> </table>	CONDICIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO	Temperatura de funcionamiento	0 °C (32 °F)	45 °C (115 °F)	Temperatura de almacenamiento	-20 °C (-13 °F)	55 °C (131 °F)	Humedad relativa	0 %	95 %
CONDICIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO													
Temperatura de funcionamiento	0 °C (32 °F)	45 °C (115 °F)													
Temperatura de almacenamiento	-20 °C (-13 °F)	55 °C (131 °F)													
Humedad relativa	0 %	95 %													
ESTERILIZACIÓN															
El procesador no requiere esterilización ya que es un componente externo															
INFORMACIÓN SOBRE RESONANCIA MAGNÉTICA															
Los usuarios de Chorus NO deben ingresar a salas en las que haya un escaner de resonancia magnética		 													
DISPOSICIÓN FINAL															
Eliminación de acuerdo con las normas nacionales y locales pertinentes															