

  		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS	
Atos			
INDICACIONES: CIRUGÍA, RESTAURACIÓN PRÓTESICA DE LA VOZ DESPUÉS DE UNA LARINGECTOMÍA TOTAL. - MAXIMIZAR EL FLUJO DE AIRE Y DISMINUIR EL ESFUERZO AL HABLAR. - PUEDEN SER INSERTADAS POR EL MÉDICO AL MOMENTO DE LA LARINGECTOMÍA (PUNCIÓN PRIMARIA) O DESPUÉS (PUNCIÓN SECUNDARIA), O PUEDEN SER USADAS PARA REEMPLAZAR LA PRÓTESIS ACTUAL.			
INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE	SISTEMA DE PRÓTESIS DE VOZ		
NOMBRE GENÉRICO	SISTEMA DE PRÓTESIS DE VOZ		
MARCA	ATOS MEDICAL AB		
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015DM-0013562		
COMPOSICIÓN	SILICONA GRADO MÉDICO, POLIPROPILENO, FLUORURO DE POLIVINILENENO (PVDF)		
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	IIB
			X
VIDA ÚTIL	PRÓTESIS 5 AÑOS ACCESORIOS 3 AÑOS		
LUGAR DE FABRICACIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL		
SUECIA	UNIDAD POR EMPAQUE		
ADHESIVOS PROVOX			
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
	Los adhesivos Provox Oval están pensados para usuarios con una traqueostomía y piel normal. Gracias a un área de contacto extra grande, el diseño esta pensado para aquellos que necesitan un adhesivo mayor que proporcione mayor soporte. * Transparente * Autoadhesivo * No estéril, de un solo uso	7253 7254 7331	
	El Provox® OptiDerm™ es un adhesivo que le da un sellado suave alrededor de la piel del estoma. Úselo durante la noche para dejar descansar la piel o durante el día si su piel está irritada. Está fabricado con un material hidrocoloide respetuoso con la piel y está especialmente recomendado para usuarios con sensibilidad cutánea temporal o crónica. Características principales Usos: Para pieles delicadas o irritadas Para dejar descansar la piel durante la noche Para utilizarlo después de la cirugía Para utilizarlo durante la radioterapia No estéril, de un solo uso.	7255 7256 7332	