



Arch Koh-Efficient – Uterine Manipulator HTA X LAP



1. DESCRIPCIÓN

El Arch Koh-Efficient™ es un delineador de fórnices vaginales, estéril y de un solo uso con un ColpoPneumo Occluder™ integrado. Está fabricado de plásticos de calidad médica con un KOH Cup™ rígido de resina polimérica Ultem®. Las versiones compatibles con bisturí/láser armónicos (KCS-ARCH) están provistas de una superficie distal de acero inoxidable. Fabricado sin látex de caucho natural. El Arch Koh-Efficient (Koh-Efficient) es compatible con el asa Advincula Arch™ manipulación uterina (asa) y la punta de manipulación uterina RUMI® (punta). Estos tres productos, usados en conjunto con el medidor cervical (medidor), permiten la inserción sin obstrucciones de una punta estándar en el útero. Una vez que el Koh-Efficient está en su lugar, se hace avanzar a lo largo del eje del asa hasta que fija el KOH Cup en su lugar alrededor del cuello uterino.



2. INTENCIÓN DE USO

El Koh-Efficient es una combinación de KOH Cup™ y Colpo-Pneumo Occluder™ que está indicada para uso en procedimientos laparoscópicos cuando se necesita ubicar la posición de los fórnices vaginales, generalmente durante una histerectomía laparoscópica e histerectomía laparoscópica supra-cervical.

3. CÓDIGOS / REFERENCIAS / N° DE PARTE

N° DE PARTE	NOMBRE
KC-ARCH-25	Arch Koh-Efficient™ – 2.5 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KC-ARCH-30	Arch Koh-Efficient™ – 3.0 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KC-ARCH-35	Arch Koh-Efficient™ – 3.5 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KC-ARCH-40	Arch Koh-Efficient™ – 4.0 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KCS-ARCH-25	Arch Koh-Efficient™ – 2.5 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KCS-ARCH-30	Arch Koh-Efficient™ – 3.0 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KCS-ARCH-35	Arch Koh-Efficient™ – 3.5 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle
KCS-ARCH-40	Arch Koh-Efficient™ – 4.0 cm, for use with the Advincula Arch™ Handle

4. CONDICIÓN BIOLÓGICA

Estéril por óxido de etileno

5. VIDA ÚTIL

3 años

6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN

Caja de cartón x 5

8. REGISTRO INVIMA

INVIMA 2022DM-0025761

9. NUMERO DE LOTE

El número de lote se verificara al momento de la entrega