

	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO			
PRODUCTO:	GASA NO TEJIDA PRECORTADA ABSORPLUS DE GOTHAPLAST			
FABRICADO POR:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	MARCA:	GOTHAPLAST	
PAÍS / CIUDAD	COLOMBIA / BOGOTÁ			
REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2017DM - 0016999	CLASE DE RIESGO	II a	
ESPECIFICACIÓN:	GASA PRECORTADA NO TEJIDA ESTERIL 7,5 * 7,5 sobre * 2 Und			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Utilizadas en el cuidado del microentorno de una herida, salas de cirugía, el aseo de pacientes y otros múltiples usos que pueden incluir el aseo y la limpieza de diferentes elementos. Es un material absorbente, suave, amigable con las heridas y en general con la piel, brinda una buena absorción, una buena absorción, un menor desprendimiento de partículas y mayor limpieza.			
ESPECIFICACIONES	Materiales	Gasas: Rayón y Poliéster		
	Dimensiones	Corte de gasa de 7,5 cm x 7,5 cm x 2 unidades		
	Gramaje	50 gr / m2		
	Grosor	0,62 mm		
	Color	Blanco		
	Inspecciones Físicas	Tamaño e integridad del producto		
	Inspecciones Visuales	Libre de presencia de partículas removibles, coloraciones y partículas incrustadas.		
	Método de Esterilización	EO - Oxido de Etileno en caso de las referencias estériles		
	Trazas de EtO	< 10 ppm		
	Apirogenidad	Apirogénico		
	Atoxicidad	Atóxico		
	Fecha de Vencimiento**	Tres Años Después de la Fecha de Fabricación y Esterilización **		
	Empaque Primario	Unidad empacada en Papel Grado Médico / Film Poliéster Polietileno Sobre * 2 Unidades		
	Empaque Secundario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad		
	Presentación Comercial	100 unidades		
	Vida Útil **	Tres Años Después de la Fecha de Fabricación y Esterilización **		
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 40%RH y 60%RH		
		Temperatura: Entre 4°C y 45 °C		
		Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad.		
	Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso, no reutilizar.		
No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.				
Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.				
Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.			
Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar			
Observaciones: ** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.				
Laboratorios Gothaplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.				
Fecha de actualización: 26/09/2022		Referencia: 1818405	Fecha de revisión: 09-09-22 / V-1	