

El Infusor de presión consta de: una bolsa de cámara de aire inflable y un sistema de carga, conformado por llave de paso de tres vías, tubo de aire, bomba de inflado manual (pera) y un manómetro.

El Infusor de presión Gonthalpe está destinado a ser utilizado para aplicar presión a una bolsa sellada de fluido estéril, como soluciones intravenosas o hemoderivados, con el método de presión constante para proporcionar una infusión rápida en pacientes en emergencia que padecen de hipovolemia, para tratamientos de infusión intravenosa e intra arterial, así como también para procedimientos de control de la presión invasiva en quirófanos, salas de emergencia, unidades de trauma, unidad de cuidados intensivos, entre otras, ayudando al profesional de la salud.

GOTHA PLAST.
MEDICAL PRODUCTS REGISTRATION
LABORATORIOS GOTHA PLAST LTDA.
Dra. CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MORENO
Directora Técnica
Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad



Dra. Patricia Martínez Moreno
Directora Técnica