

PRODUCTO:	GASA NO TEJIDA PRECORTADA ABSORPLUS DE GOTHAPLAST		
FABRICADO POR:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	MARCA:	GOTHAPLAST
PAÍS / CIUDAD	COLOMBIA / BOGOTÁ		
REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2017DM - 0016999	CLASE DE RIESGO	II a
ESPECIFICACIÓN:	PAQUETE GASA NO TEJIDA DE 7,5 * 7,5 DE 200 UND		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Utilizadas en el cuidado del microentorno de una herida, salas de cirugía, el aseo de pacientes y otros múltiples usos que pueden incluir el aseo y la limpieza de diferentes elementos. Es un material absorbente, suave, amigable con las heridas y en general con la piel, brinda una buena absorción, una buena absorción, un menor desprendimiento de partículas y mayor limpieza.		

ESPECIFICACIONES	Materiales	Gasa: Rayón y Poliéster
	Dimensiones	7,5 cm x 7,5 cm x 200 unidades
	Gramaje	50 gr / m2
	Grosor	0,62 mm
	Color	Blanco
	Inspecciones Fisicas	Tamaño e integridad del producto
	Inspecciones Visuales	Libre de presencia de partículas removibles, coloraciones y partículas incrustadas.
	Método de Esterilización	No aplica producto no estéril
	Trazas de EtO	No aplica producto no estéril
	Apirogeneidad	Apirogénico
	Atoxicidad	Atóxico
	Fecha de Vencimiento**	Tres Años Después de la Fecha de Fabricación **
	Empaque Primario	Bolsa de Polietileno
	Empaque Secundario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad
	Presentación Comercial	200 unidades
	Vida Útil **	Tres Años Después de la Fecha de Fabricación **
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 40%RH y 60%RH
		Temperatura: Entre 4°C y 45 °C
		Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad.
	Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso, no reutilizar.
		No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.
		Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.
	Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.
	Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar

Observaciones:

** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

Laboratorios Gothaplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

VºBº CONTROL DE CALIDAD

GOTHAPLAST
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
Una CLAUDIA MARTÍNEZ MORENO
Ejecutiva Técnica
Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad

[Firma]

Dra. Patricia Martínez Moreno
Directora Técnica