

PRODUCTO:	SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ROPA QUIRURGICA		
FABRICADO POR:	LABORATORIOS GOTHA PLAST LTDA.	MARCA:	GOTHA safe
PAÍS / CIUDAD	COLOMBIA / BOGOTÁ		
REGISTRO SANITARIO:	VENTA LIBRE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	CLASE DE RIESGO	N.A.
ESPECIFICACIÓN:	BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La función principal del sistema de protección y ropa quirúrgica es proteger al paciente o personal médico de contacto con agentes químicos y/o biológicos infecciosos al momento de llevar a cabo un procedimiento. Para uso en ambientes de salud como clínicas, hospitales, laboratorios, estéticas y spa, su principal uso es prevenir el riesgo de salpicaduras con fluidos en la piel o prendas del usuario, para ingreso en áreas no estériles.		

ESPECIFICACIONES	Materiales	Tela SMS de 35gr	
		Tela Puño Blanco: Tela Rip	
		Hilo - Hilo Caucho	
	Dimensiones	Bata: 120 cm Largo / 150 cm Ancho +/- 5cm	
		Puño: 31 cm total +/- 2cm	
		Puño Blanco: 7,5 cm +/- 2 cm	
	Color	Azul - Puño Blanco	
	Inspecciones Físicas	Doblado, costuras, cremallera y presencia de amarres	
	Inspecciones Visuales	Libre de presencia de partículas removibles, coloraciones y partículas incrustadas.	
	Método de Esterilización	No aplica	
	Trazas de EtO	No aplica	
	Apirogenidad	Apirogénico	
	Fecha de Vencimiento**	Tres Años Después de la Fecha de Fabricación **	
	Empaque Primario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad	
	Empaque Secundario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad Caja de cartón corrugado	
	Presentación Comercial	10 unidades	
	Vida Útil **	Tres Años	
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 40%RH y 70%RH	
		Temperatura: Entre 4°C y 45 °C	
		Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad.	
Área de almacenamiento que no entre en contacto con aceites, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que pueden alterar las condiciones del producto.			
Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso, no reutilizar.		
	No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.		
	Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.		
Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto no es biodegradable, después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.		
Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar		

Observaciones:

** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

Laboratorios Gothaplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

Fecha de actualización: 19/10/2021