


PRODUCTO:	SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ROPA QUIRURGICA		
FABRICADO POR:	LABORATORIOS GOTHA PLAST LTDA.	MARCA:	GOTHA safe
PAÍS / CIUDAD	COLOMBIA / BOGOTÁ		
REGISTRO SANITARIO:	VENTA LIBRE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	CLASE DE RIESGO	N.A.
ESPECIFICACIÓN:	BATA PACIENTE NO ESTÉRIL		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La función principal del sistema de protección y ropa quirúrgica es proteger al paciente o personal médico de contacto con agentes químicos y/o biológicos infecciosos al momento de llevar a cabo un procedimiento. Para uso en ambientes de salud como clínicas, hospitales, laboratorios, estéticas y spa, su principal uso es prevenir el riesgo de salpicaduras con fluidos en la piel o prendas del usuario, para ingreso en áreas no estériles.		

ESPECIFICACIONES	Materiales	Tela SMS de 35gr	
		Mangas: Sisa	
		Cuello redondo con ribete	
		Dos tiras de amarre	
		Cierre adhesivo a la altura del cuello (velcro)	
	Dimensiones	Bata: 120 cm Largo / 150 cm Ancho +/- 5cm Dos tiras de amarre de 35 cm de largo c/u	
	Color	Azul	
	Inspecciones Físicas	Doblado, costuras y presencia de amarres	
	Inspecciones Visuales	Libre de presencia de partículas removibles, coloraciones y partículas incrustadas.	
	Método de Esterilización	No aplica	
	Trazas de EtO	No aplica	
	Apirogenidad	Apirogénico	
	Fecha de Vencimiento**	Tres Años Después de la Fecha de Fabricación **	
	Empaque Primario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad	
	Empaque Secundario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad Caja de cartón corrugado	
	Presentación Comercial	Unidad 10 unidades	
	Vida Útil **	Tres Años	
	Condiciones de Conservación	Humedad Relativa: Entre 40%RH y 70%RH	
		Temperatura: Entre 4°C y 45 °C	
		Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad.	
	Advertencias y Precauciones	Área de almacenamiento que no entre en contacto con aceites, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que pueden alterar las condiciones del producto.	
		Este producto es de un solo uso, no reutilizar.	
		No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.	
	Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.	
		Este producto no es biodegradable, después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.	
	Método de Reutilización	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar	

Observaciones:

** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

Laboratorios Gothaplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

Fecha de actualización: 21/10/2021