



FICHA TÉCNICA



3D MAX LIGHT MESH®



Nombre Genérico

Malla de polipropileno de poros grandes de forma anatómica

Descripción

La malla ligera 3DMax™ light mesh está hecha de monofilamentos de propileno y tiene un diseño de poros grandes. Esta construcción permite una inmediata respuesta fibroblástica a través de los intersticios de la malla. Su diseño tridimensional exclusivo se adapta a la anatomía inguinal. Hay un marcador (M) de orientación de monofilamentos azul y una flecha en la malla 3DMax™ light mesh para facilitar su colocación. La marca "M" y la flecha indican el borde medial de la malla. Tiene borde termosellado, borde lateral cónico para facilitar su alineación, borde medial superior redondeado y cresta que corresponde al eje del ligamento inguinal.

Indicación

Malla 3DMax light mesh está indicada para reforzar el tejido blando en casos de debilidad de este, tales como en la reparación de hernias inguinales vía Laparoscópica.

Composición

Monofilamento de polipropileno, malla y sello de borde de polipropileno con colorante de ftalocianinato (2) cobre- marcador de orientación (m azul y flecha) copoliéster de polietileno tereftalato glicol – bandeja de concha de almeja. Tyvek- bolsa.

Vida Útil

3 años



FICHA TÉCNICA

Presentación

Referencia	Presentación	Tamaño	Unidad de Empaque
117310	M - IZQUIERDA	7.9X 13.4 CM	Caja x 1
117311	L - IZQUIERDA	10.3X 15.7 CM	Caja x 1
117312	XL- IZQUIERDA	12.2X17.0 CM	Caja x 1
117320	M - DERECHA	7.9X 13.4 CM	Caja x 1
117321	L - DERECHA	10.3X 15.7 CM	Caja x 1
117322	XL- DERECHA	12.2X17.0 CM	Caja x 1

Especificaciones Técnicas

Peso de la malla: 40,3 g/m²
Tamaño del poro: 26,0 (10^{-4m}²) 1,67mm²

Registro Invima

INVIMA 2021DM-0007570-R1

Especificaciones de Calidad

Iso 13485; en iso 14630; en/iso 11607-1; meddev 2.7.1; en iso 14971; en iso14630: bs en 980; en iso 14630; en iso 10993-1:2003; en iso 1j137-1'2006

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un entorno seco a temperatura ambiente. No exponer el producto a temperatura superior a 40°C, este dispositivo es para un solo uso exclusivamente, no usar si el envase está abierto o dañado.