

Ficha Técnica: Solución Anticoagulante ACD-A



Nombre Comercial: ACD-Solución Anticoagulante ACD-A Código: 40818	Fabricante: Terumo Corporation, Japón. Unidad de empaque: Caja x 12 unidades
Registro Sanitario: INVIMA 2015DM-0014125	
Condiciones de almacenamiento: - Temperatura: Almacenar hasta 25°C protegido de la congelación - Evitar la luz solar directa.	Uso: ACD-A Solución se utiliza como anticoagulante para la separación y procesamiento automatizados de componentes sanguíneos, una aplicación de los cuales incluye la recolección de productos sanguíneos para la reinfusión.
Método de Esterilización: Vapor	Vigencia del Producto: 24 meses a partir de la fecha de esterilización sin abrir el empaque original.
Consideraciones – Desecho: El desecho final debe ser manejado de acuerdo con normatividad local vigente.	Imagen del producto:
Características Generales: Solución anticoagulante estéril y apirógena destinada a la anticoagulación de la sangre. Bolsa de PVC que contiene 750 ml de solución ACD-A. Empacada al vacío. Composición: < 1% Ácido cítrico monohidrato 2.20% Citrato de trisódico dihidrato 2.45% Dextrosa Monohidrato Agua	
Embalaje Primario: Bolsa individual	Embalaje Secundario: Caja
Elaborado: Claudia Milena Cruz Motta Clinical Specialist and Sales Representative	Revisado: Liliana Páez Senior Quality Assurance Manager LatAm 27/12/2022



Terumo Blood and Cell Technologies es una empresa de dispositivos médicos. Nuestros productos, software y servicios permiten a los clientes recolectar y preparar sangre y células para ayudar a tratar enfermedades y afecciones desafiantes. Nuestros empleados en todo el mundo creen en el potencial de la sangre y las células para hacer aún más por los pacientes de lo que hacen hoy. TERUMOBCT.COM