

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**AGUJAS HIPODERMICAS DESECHABLES**

Nombre Genérico	Agujas Hipodérmicas Desechables
Nombre Comercial	Agujas Hipodérmicas Desechables
Marca	NUBENCO, MARCA REGISTRADA
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición del Producto	Cono fabricado en polipropileno (PP). Cánula fabricada en acero inoxidable siliconado SUS 304. Tapa protectora en polietileno (PE).
Presentación del producto	Empaque unitario en blister, compuesto por papel grado médico y película plástica. Tiene impresa información básica del producto: referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario. Embalaje, caja cartón corrugado por 10.000 unidades y caja plegadiza por 100 unidades.
Características del producto	Producto desechable. Presentación en diferentes longitudes y calibres 16G hasta 30G X ($\frac{1}{2}$ " ,5/8", 1", 1 $\frac{1}{2}$ "). Identificación codicolor. Cono compatible con sistema Luer Lock o Luer slip. Aguja en acero inoxidable, siliconada con punta tribiselada, lo cual permite una punción atraumática. Protector que cubre la aguja y tiene acople seguro.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril que sirve para la administración de medicamentos y biológicos.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo II a.
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2021DM-0024013 Válido hasta 3 de Agosto de 2031
Controles de calidad	Esterilidad, apirogenicidad, toxicidad, grado de acidez - alcalinidad, facilidad de ensamble, prueba de estrés, fuerza de fractura, fuerza de punción, correspondencia del cono de la aguja con ISO 594-1, solidez de la unión entre el cono y la aguja, ausencia de partículas, rebabas y ganchos, dimensiones, ausencia de residuos gotas de lubricante y regularidad de la aguja, todas las pruebas conforme a los criterios ISO 7864:1993.
Precauciones de uso	• No utilizar si el empaque no está íntegro. • Producto para un solo uso • Producto descartable, manejo de residuos cortopunzantes, según norma establecida en país de comercialización. • Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	CODICOLOR	DESCRIPCIÓN
N-N1A	Blanca	Aguja hipodérmica 16G x 1"
N-N1B	Blanca	Aguja hipodérmica 16G x 1/2"
N-N19	Blanca	Aguja hipodérmica 16G x 1 1/2"
N-N1F	Rosado	Aguja hipodérmica 18G x 1"
N-N1G	Rosado	Aguja hipodérmica 18G x 1 1/2"
N-N1I	Amarillo claro	Aguja hipodérmica 19G x 1"
N-N1J	Amarillo claro	Aguja hipodérmica 19G x 1 1/2"
N-N1L	Amarillo	Aguja hipodérmica 20G x 1"
N-N1M	Amarillo	Aguja hipodérmica 20G x 1 1/2"
N-N1P	Verde	Aguja hipodérmica 21G x 1"
N-N1Q	Verde	Aguja hipodérmica 21G x 1 1/2"
N-N1S	Gris oscuro	Aguja hipodérmica 22G x 1"
N-N1T	Gris oscuro	Aguja hipodérmica 22G x 1 1/2"
N-N1V	Azul	Aguja hipodérmica 23G x 1"
N-N1W	Azul	Aguja hipodérmica 23G x 1 1/2"
N-N1Y	Lila	Aguja hipodérmica 24G x 1"
N-N1AE	Naranja	Aguja hipodérmica 25G x 1"
N-N1AF	Naranja	Aguja hipodérmica 25G x 1 1/2"
N-N11	Naranja	Aguja hipodérmica 25G x 5/8"
N-N12	Café	Aguja hipodérmica 26G x 1/2"
N-N13	Gris claro	Aguja hipodérmica 27G x 1/2"
N-N15	Hielo	Aguja hipodérmica 30G X 1/2"



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber