

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**EQUIPO VOLUMÉTRICO PARA ADMINISTRACIÓN
DE LÍQUIDOS BURETA 150 ML**

Nombre Genérico	Equipo volumétrico para administración de líquidos endovenosos.
Nombre comercial	BURETA 150 mL
Marca	NUBENCO, marca registrada.
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición del producto	Fabricada en ABS, PVC, CO Poliéster, libre de látex.
Presentación del producto	Empaque unitario en celofán, con indicador de apertura, tiene impresa información completa con gráfico sobre uso, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario. Embalaje caja de cartón corrugado por 100 unidades.
Características del producto	Dispositivo médico estéril de un solo uso, con spike tipo bisel, filtro de aire con membrana hidrofóbica, bacteriostática, oleofóbica, resistente a los solventes orgánicos con tapa protectora hermética, sitio de inyección y/o puerto de medicamentos, ubicados en la tapa superior. Bureta con asa de sujeción que permite colgar el equipo. Cilindro en material flexible que evita el colapso o fractura durante su uso, escala volumétrica impresa de 0 a 150 mL, producto con marca impresa y banda de marcación en color blanco, conector a equipo de venoclisis. Presentación de set de bureta sencilla con conector a equipo de infusión o set de bureta con diafragma en el cilindro y equipo microgoteo incorporado, con puerto en Y, con conector luer slip.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril que sirve para la administración dosificada de líquidos endovenosos en forma continua o intermitente y/o para la dilución y administración de medicamentos.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo, Riesgo IIa.
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2022DM-0024875 Válido hasta 4 de Enero de 2032
Controles de calidad	Cumple con los criterios de ISO 8536:2004 para las pruebas de esterilidad, residuo de ETO, toxicidad, apirogenicidad, porcentaje de hemólisis, material oxidable, residuo de evaporación, iones metálicos, acidez, alcalinidad, absorción del extracto al UV, ausencia de partículas, integridad, velocidad de flujo, capacidad, escala, integridad, resistencia de las uniones, cierre adecuado y funcionamiento adecuado del filtro.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

Precauciones de uso.

- No utilizar si el empaque no está íntegro.
- Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización.
- Cambiar el equipo máximo cada 96 horas o según protocolos institucionales.
- Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES
N-AA9F-LF	Equipo volumétrico para administración de líquidos Bureta 150 mL.



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber