

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN**

Nombre Genérico	Tubo endotraqueal reforzado con balón
Nombre comercial	Tubo endotraqueal reforzado con balón
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición	Tubo y balón en polivinilcloruro (PVC), válvula en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), conector en Polipropileno (PP) y espiral en acero inoxidable 302.
Presentación del producto	Envase unitario en blíster que trae impresa información sobre referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, certificaciones de calidad y registro sanitario. Empaque caja plegadiza por 10 unidades. Embalaje caja cartón corrugado por 100 unidades.
Características del producto	Producto estéril desechable. Tubo transparente con espiral de acero inoxidable. Material flexible que se adapta anatómicamente. Todo el tubo es opaco a los rayos X. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumo taponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema luer lock o luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico que mantiene la vía aérea permeable durante la anestesia, ventilación mecánica o asistida.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo IIa.
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2021DM-0024419 Válido hasta 19 de Octubre de 2031
Controles de calidad	Apariencia, ausencia de materiales extraños, dimensiones, Resistencia del conector, resistencia del tubo del balón, Angulo del bisel, radio de curvatura, esterilidad, residuo de ETO y biocompatibilidad.
Precauciones de uso	- No utilizar si el empaque no está íntegro. - Producto descartable, manejo de residuos, según norma establecida en país de comercialización. - Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES	mm/ID	FR
N-Q5X	Tubo endotraqueal reforzado radiopaco con balón 6.0	6.0	24
N-Q5Y	Tubo endotraqueal reforzado radiopaco con balón 6.5	6.5	26
N-Q5Z	Tubo endotraqueal reforzado radiopaco con balón 7.0	7.0	28
N-Q51	Tubo endotraqueal reforzado radiopaco con balón 7.5	7.5	30
N-Q52	Tubo endotraqueal reforzado radiopaco con balón 8.0	8.0	32



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber