NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000 Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322 Email: info@nubenco.com

JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES

Nombre Genérico	Jeringas estériles desechables
Nombre comercial	Jeringas estériles desechables
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
- apricance	PharmeuRopea de Colombia.
	Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia
Importador	PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28.
	ventas@pharmeuropea.com.co.
	wwwpharmeuropea.com.co
	Cilindro, luer y embolo en polipropileno grado médico, Pistón: En caucho siliconado
Composición del producto	(<0.25 mg/cm2). Aguja en acero inoxidable, siliconada (<0.25 mg/cm2).
Presentación del producto	Envase unitario en celofán o blíster, tiene impreso información completa de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de vencimiento y registro sanitario Empaque en caja plegadiza, en diferentes cantidades según la referencia. Caja plegadiza x 50 y 100 unidades. Embalaje en caja de cartón corrugado de 400, 600, 900, 1200 y 1800 jeringas (depende del tamaño).
	N-SDR-LF-B: Jeringa punta catéter, envase unitario en blíster, tiene impreso información completa de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de vencimiento y registro sanitario. Caja por 50 unidades. Embalaje cartón corrugado por 400 unidades.
Características del producto	N-S2F1-B, N-S2F2-B, N-S2F3-B, N-S2D1-B: dispositivo estéril, desechable. Jeringa de tres partes: cilindro, émbolo y pistón. Cilindro o camisa: con cono de conexión céntrico tipo luer slip compatible con cualquier aguja desechable. Escala volumétrica grabada en mL y unidades internacionales (UI), contramarcado. Alas de sujeción que permite una fácil manipulación. Aguja tribiselada, removible o fija, identificadas por codicolor. Émbolo: con pistón prolongado para evitar pérdida de medicamento y lubricado. Sin pistón prolongado en jeringa de tuberculina (N-S2D1-B). N-S1HQ-B, N-S1HV-Q, N-S1IQ-B, N-S3I-B, N-S1JQ-B, N-S3J-B, N-S1KQ-B, N-S3K-B, N-S4K-B, N-S3P-B, N-S3R-B: dispositivo estéril, desechable. Jeringa de tres partes: cilindro, émbolo y pistón. Cilindro o camisa: con cono de conexión tipo Luer lock céntrico compatible con cualquier aguja desechable. cuerpo del cilindro o camisa con escala volumétrica grabada en ml y contramarcado. Producto con alas de sujeción que permite una fácil manipulación. Aguja tribiselada, atraumática y removible, identificada por codicolor. Émbolo con muesca de fractura para evitar el re-uso. Pistón lubricado, que permite la succión e infusión de sustancias líquidas.



Mathan Steeles

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000 Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322 Email: info@nubenco.com

	14.600 15.0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	N-SDR-LF-B: Jeringa punta catéter.
	Cilindro con conector prolongado luer slip, que permite conexión a cualquier tipo de
	sonda, trae un adaptador para sondas de menor calibre.
	Con escala volumétrica grabada en mL y en onzas contramarcado.
	Con alas de sujeción que permite una fácil manipulación.
	Émbolo con pistón lubricado, que permite la succión e infusión de sustancias
	líquidas.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico utilizado para la administración de medicamentos y biológicos o
	para toma de muestras.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo IIa
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de Vida Útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2021DM-0024033
Controles de calidad	Cumple con los criterios de ISO 7886-1: 1993, ISO 7864: 1993 para las pruebas de Esterilidad. Residuo ETO, ausencia de pirógenos, acidez, alcalinidad, dimensiones, fugas, fuerza de separación, torque de enroscado, facilidad de ensamble, resistencia a la sobrecarga, prueba de presión, aspiración, capacidad nominal, graduación, apariencia, escala, ajuste del pistón, funcionamiento, espacio de cabeza, punta de la aguja, tamaño de la aguja, fuerza de punción, lubricante, protector y límite de metales extraíbles.
Precauciones de uso.	 No utilizar si el empaque no está íntegro. Para envasar medicamentos se sugiere usar una aguja adicional para no dañar el corte de la aguja. Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización. Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

REFERENCIA	DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
N-S2F1-B	Jeringa Insulina tres partes luer slip con aguja, 1 ml, 25G x 5/8"
N-S2F2-B	Jeringa Insulina tres partes luer slip con aguja, 1 ml, 26G x 1/2"
N-S2F3-B	Jeringa Insulina tres partes luer slip con aguja, 1 ml, 27G x 1/2"
N-S2D1-B	Jeringa Tuberculina tres partes luer slip con aguja 1 ml, 25G x 5/8"
N-S1HQ-N-B	Jeringa 3 partes luer lock 3 mL con aguja 21G x 1 ½"
N-S1HV-N-B	Jeringa 3 partes luer lock 3 mL con aguja 23G x 1 "
N-S1IQ-B	Jeringa 3 partes luer lock 5 mL con aguja 21G x 1 1/2"
N-S3I-B	Jeringa 3 partes luer lock 5 mL sin aguja.
N-S1JQ-B	Jeringa 3 partes luer lock 10 mL con aguja 21G x 1 ½"
N-S3J-B	Jeringa 3 partes luer lock 10 mL sin aguja.
N-S1KQ-B	Jeringa 3 partes luer lock 20 mL con aguja 21G x 1 ½"
N-S3K-B	Jeringa 3 partes luer lock 20 mL sin aguja
N-S4K-B	Jeringa 3 partes luer slip 20 mL sin aguja
N-S3P-B	Jeringa 3 partes luer lock 50 mL sin aguja
N-S3R-B	Jeringa 3 partes luer lock 60 mL sin aguja
N-SDR-LF-B	Jeringa punta catéter de 60 mL con conector universal con adaptador para diferentes calibres.



Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000 Fax: (201) 967-9444
Toll Free: (800) 633-1322 Email: info@nubenco.com







Johathan Steeter

Jonathan Steeber